



ageLOC[®]
EDITION
NU SKIN
GALVANIC
SPA SYSTEM™ II

Et fantastisk
fremskridt



Nu kan du få **aldersbekæmpende spabehandlinger** derhjemme – nemt og bekvemt

Det særligt udviklede ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II sammen med ageLOC® Transformation produktserien til dagligt brug giver dig mulighed for at bevare ungdommeligt udseende hud ved at bekæmpe ældningstegn ved kilden. Og nu viser forskningen, at ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II øger den synlige virkning ved ageLOC® Future Serum med gennemsnitligt 80%.*

Lille, smart og effektivt. ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II har selvjusterende strømme og udskiftelige elektroder for ansigt, hovedbund og krop. Sammen med Nu Skin®s særligt udviklede behandlingsprodukter tilføjer dette system huden op til fem gange så mange aldersbekæmpende ageLOC® ingredienser som det forrige instrument.

*Et syv dages eksternt klinisk studie med 30 kvinder, der anvendte ageLOC® Future Serum dagligt og ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II tre gange om ugen, november 2009.



Kombinér sparesultater med **den uovertrufne videnskabelige opdagelse ageLOC®** og opnå fantastisk hud, der får andre til at undre sig over, hvor gammel du er.

ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II:

- Tilfører huden op til fem gange så mange ageLOC® ingredienser som det forrige instrument.
- Har et større, lysere display, intuitiv anvendelighed og er mere ergonomisk.
- Kan fremme tilførslen af aldersbæmpende ingredienser i op til 24 timer.
- Har patenterede selvjusterende galvaniske strømme og udskiftelige elektroder.



Foryng din teint

med **NU SKIN GALVANIC SPA SYSTEM™ FACIAL GELS** med **ageLOC®**

Nu Skin® forskere har udviklet en ny ageLOC® ansigtselektrode og behandlingsindstilling. Sammenlignet med tidligere versioner, er denne effektive kombination udviklet for at tilføre huden op til fem gange flere ageLOC® ingredienser når den anvendes med Nu Skin Galvanic Spa System™ Facial Gels med ageLOC®. Hvad betyder det for dig? Yngre udseende hud i dag og i fremtiden.

- Pre-Treatment Gel binder sig til urenheder; blødgør porerne og lader dem ånde; opløser overskydende olier på ansigtet.
- Treatment Gel fjerner de urenheder, der bringes til overfladen under præbehandlingen og tilfører ageLOC®, der går efter de grundlæggende kilder til ældning for at bevare et ungdommeligt udseende og forebygge ældningstegn.

”Det har aldrig været lettere at programmere det nye ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II – det er bekvemt og nemt at anvende. Jeg er meget begejstret. Behandlingsresultaterne taler for sig selv – det er virkelig unikt.”

-Kathrin Pröpster, Tyskland





Yngre udseende på få minutter

Ubehandlet Behandlet*

(Resultat efter en måneds behandling med
Nu Skin Galvanic Spa System™ Facial Gels med
ageLOC®)*

Ubehandlet Behandlet*

(Resultat efter tre ugers behandling med Nu Skin
Galvanic Spa System™ Facial Gels med ageLOC®
tre gange om ugen)*

Ubehandlet Behandlet*

(Resultat efter fjorten måneders behandling med
Nu Skin Galvanic Spa System™ Facial Gels med
ageLOC® tre gange om ugen)*

*Resultaterne er ikke nødvendigvis repræsentative.



Videnskaben bag ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II

Overfladen på den patenterede ageLOC® ansigtselektrode er udviklet for let at føre produktet rundt på den mønstrede overflade, så det holdes mere effektivt i kontakt med huden. Dette skaber et aktivitetsmønster, der gør, at huden tilføres op til fem gange flere ageLOC® ingredienser end ved tidligere versioner.

ageLOC® ansigtselektrode

Gel

Hud

Mere gel under ansigtselektroden = flere ageLOC®
ingredienser til huden



ageLOC® Edition Nu Skin
Galvanic Spa System™ II

Pre-Treatment
Gel

ageLOC® Edition Nu Skin
Galvanic Spa System™ II

Treatment
Gel

Renseprodukt
Urenheder

Epidermis

Dermis

SÅDAN VIRKER GALVANIC PRÆBEHANDLING

- Under præbehandlingsfasen, er ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II instrumentet og Pre-Treatment Gel negativt ladede.
- Disse negative ladninger frastøder hinanden og driver Pre-Treatment Gel ind i huden.
- Pre-Treatment Gel binder sig til urenhederne dybt inde i huden.

SÅDAN VIRKER GALVANIC BEHANDLING

- Under behandlingsfasen, er ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II instrumentet og Treatment Gel positivt ladede.
- Disse positive ladninger frastøder hinanden, hvilket fremmer tilførslen af de gavnlige ingredienser til huden, heriblandt den eksklusive ageLOC® ingrediensblanding.
- Det positivt ladede instrument tiltrækker de tilbageværende negativt ladede urenheder fra præbehandlingsfasen og trækker dem ud af huden.



Styrker du din huds aldersbekæmpende potentiale?

Galvanic behandlinger efterlader din hud yderst modtagelig for visse aldersbekæmpende ingredienser. Nu Skin®'s patentanmeldte opdagelse, baseret på klinisk forskning, viser at behandlinger på fem minutter med et galvanisk instrument **kan forbedre tilførslen af vigtige ingredienser i op til 24 timer.**

Styrk din huds potentiale ved at påføre aldersbekæmpende produkter fra ageLOC® Transformation efter hver behandling.

TILFØRSEL AF HUDPLEJEINGREDIENS MED GALVANIC BEHANDLING*

Påført uden behandling

Påført efter galvanic behandling

Mængden af Aktiv "A" absorberet

Timer efter påføring af produktet

*Resultatet viser effekten af at anvende kvalitetsprodukter sammen med et galvanisk instrument. Studierne er udført ved University of Oklahoma (USA), 2006.

Galvanic behandling + aldersbekæmpende ingredienser = **mere effektiv absorbering**





Styrk huden efter ageLOC® galvanic behandling

Resultater af et eksternt studie af ageLOC® Future Serum baseret på selvobservation*

Som en del af din aldersbekæmpende hudplejerutine, giver ageLOC® Future Serum **otte fantastiske fordele:**

1. Ungdommelig hudstruktur
2. Glattere hud
3. Ensartet teint
4. Fine linjer/rynker
5. Udstråling (glød)
6. Porestørrelse
7. Misfarvning (pletter)
8. Fugt

Forbedring i procent

*12-ugers selvstudie med 25 personer, der brugte ageLOC®
Future Serum.

Vil du have et endnu bedre resultat?

Kliniske målinger viser at syv dages anvendelse af ageLOC® Future Serum, det centrale produkt i ageLOC® Transformation, øger resultatet med gennemsnitligt 80 %, ved samtidig anvendelse af ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II tre gange om ugen.



Ansigtsteknikker

DET HELE LIGGER I BEVÆGELSEN

Gældende for alle disse bevægelser er, at man vender tilbage til udgangspunktet og gentager flere gange.

- ① Øjenområdet: Følg knoglestrukturen rundt om øjet, begynd under øjet og bevæg instrumentet op omkring øjet og hold lige under øjenbrynet (anvend ikke tæet på øjenlåg eller øjne).
- ② Smilerynker: Begynd lige under næsen, bevæg dig ud til smilerynken, hold og bevæg dig herefter lige op og udad mod tindingen og hold.
- ③ Kæbelinjen: Begynd midt på hagen, under dine læber, bevæg op til kæbelinjen og hold. Fortsæt derefter i en op- og udadgående bevægelse til kanten af dit ansigt, lige foran dit øre.
- ④ Panden: Begynd ved din næseryg, bevæg instrumentet op til dine "panderynker" og hold, fortsæt herefter til hårgrensens. Bevæg tværs over panden med de samme bevægelser.
- ⑤ Næse/kind: Begynd på siden af næsen og bevæg instrumentet til midten af kindbenet og tilbage igen.
- ⑥ Halsen: Begynd nederst på halsen. Bevæg opad mod kæbelinjen, hold et par sekunder, lad instrumentet glide tilbage til udgangspunktet og bevæg så op og udad, hvor du hver gang holder ved kæbelinjen og herefter returnerer til halsens hulning.

HUSK

- Anvend som beskrevet.
- Hold hænderne fugtet og dine fingre i konstant berøring med krompanelet.
- Når du sætter instrumentet mod din hud hører du et, to eller tre bip når instrumentet tilpasser sig til din huds behov.
- Hold altid instrumentet i kontakt med din hud. Hvis du mister kontakten, sættes instrumentet blot tilbage på huden og behandlingen genoptages.
- Hold ansigtselektroden jævnt med huden.
- Bevæg instrumentet i op- og udadgående bevægelser.





FOKUSÉR PÅ DINE PROBLEMOMRÅDER

Bemærk: Konsulter din læge før du anvender ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II, hvis du er gravid, har pacemaker, er epileptiker, har metalbøjle på tænderne eller har et metalimplantat. ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II instrumentet bør ikke anvendes over områder med mange ødelagte blodkar eller over betændte eller åbne sår. Læs brugermanualen for komplette instruktioner og advarsler.





Udglat forekomsten af fine linjer og rynker

med TRU FACE® LINE CORRECTOR

ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II med fokusområdeelektroden arbejder synergistisk sammen med Tru Face® Line Corrector, og hjælper med at fremme tilførslen af prokollagenpeptider. Peptider hjælper med at reducere forekomsten af moderate til dybe linjer ved at sende aldersreverserende signaler til kollagenproducerende celler. Fokusområdeelektroden gør det nemmere for dig at behandle specifikke områder af ansigtet og giver et ekstra boost til dit eksisterende aldersbekæmpende hudplejeprogram.





I et nyligt studie* viste dermatologiske mærkører, at brug af Nu Skin Galvanic Spa System™ II instrumentet med Tru Face® Line Corrector forbedrede udseendet af følgende nøgleområder i forhold til brug af Tru Face® Line Corrector alene:

Fine linjer 20%

Smilerynker 21%

Fasthed 17%

Ubehandlet	Behandlet*
(Resultater efter en behandling med Tru Face® Line Corrector og Nu Skin Galvanic Spa System™ II instrumentet)*	

Ubehandlet	Behandlet*
(Resultater efter en behandling med Tru Face® Line Corrector og Nu Skin Galvanic Spa System™ II instrumentet)*	

UGE 2	UGE 4	UGE 8
-------	-------	-------

Smilerynker ved brug af Tru Face® Line Corrector alene

Smilerynker ved brug af Tru Face® Line Corrector og Nu Skin Galvanic Spa System™ II

*Resultaterne er ikke nødvendigvis repræsentative.

*Et otte ugers klinisk studie med 40 testpersoner, som anvendte Tru Face® Line Corrector sammen med Nu Skin Galvanic Spa System™ II instrumentet, 2008.



Opstram din krop

med NU SKIN GALVANIC SPA SYSTEM™ II BODY SHAPING GEL

Denne eksklusive gel arbejder sammen med den ergonomisk designede kropselektrode og behandler fedtlommer og toksiner for at minimere og udglatte forekomsten af cellulites, hvilket giver et mere opstrammet look.

- **Theobromin (*Theobroma Cocoa ekstrakt*)**

- Indeholder et molekyle, som har vist sig at have effekt på enzymer i fedtceller.

- Denne avancerede behandling hjælper med at mindske fedtphobning og giver et fastere, mere opstrammet udseende.

- ***Chrysanthellum indicum***

- Rig på flavonoider, som ifølge flere undersøgelser, hjælper med at begrænse fedtphobningen.

- **Forskning viser, at fordelene ved brug af Nu Skin Galvanic Spa™ II Body Shaping Gel to gange dagligt er selvforstærkende.**

For at få yderligere fordele kan du anvende Dermatic Effects mellem behandlingerne med Nu Skin Galvanic Spa System™ II Body Shaping Gel.



Ubehandlet

(Resultat efter fire ugers behandling med Nu Skin Galvanic Spa System™ II Body Shaping Gel tre gange om ugen og Dermatic Effects mellem behandlingerne med Nu Skin Galvanic Spa System™ II Body Shaping Gel)*

Behandlet*

- Mindsket forekomst af cellulites
- Fast hud

* Resultaterne er ikke nødvendigvis repræsentative.



Tilfør nyt liv til din hovedbund og dit hår

med NUTRIOL® HAIR FITNESS TREATMENT

Denne teknologisk avancerede behandling hjælper dit hår med at føles og se mere fyldigt ud. Nutriol® Hair Fitness Treatment hjælper med at øge tilførslen af vigtige ingredienser til hovedbunden, hvilket giver sundt og fyldigt udseende hår.

Tricalgoxyl®

- Rig på kelpsulfaterede oligosakkarider. Det er klinisk bevist, at denne patenterede ingrediens nærer hovedbunden.
- Arbejder sammen med andre essentielle ingredienser for at fugte håret og remineralisere hovedbunden, hvilket giver håret dets naturlige sundhed, styrke og glans tilbage - for maksimal vitalitet og fylde.

Nutriol® Shampoo*

Indeholder den aktive ingrediens Tricalgoxyl® og hjælper dit hår til at føles og se mere fyldigt ud mellem galvanic behandlingerne.

*Kan ikke anvendes sammen med ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II instrumentet.





Særligt udviklede produkter arbejder i synergi med hver enkelt elektrode for at give de rette resultater. Denne kombination giver skønhedsfordele for ansigt, hovedbund og krop.

ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II

Udglat forekomsten af fine linjer og rynker, foryng din teint, revitaliser din hovedbund og opstram din krop med det patenterede ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II. Dette nye system, der tilføjer huden op til fem gange flere ageLOC® ingredienser end det forrige instrument, har et større, lysere display, intuitiv anvendelighed og er mere ergonomisk.

Nu Skin Galvanic Spa System™ Facial Gels med ageLOC®

Pre-Treatment Gels indeholder rensende ingredienser, der sammen med ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II instrumentet renser huden i dybden. Treatment Gels indeholder ageLOC® ingredienser, der går efter de grundlæggende kilder til ældning for at bevare et ungdommeligt udseende og mindske ældningstegn.

4 ampuller af hver gel

Tru Face® Line Corrector

Udglatter linjer ved hjælp af peptider. Denne avancerede formel indeholder en revolutionerende prokollagenpeptid, som hjælper med at mindske forekomsten af moderate til dybe linjer omkring munden, øjnene og i panden på blot fire uger.

30ml





Nutriol® Shampoo*

Fantastiske resultater for dit hår. Denne shampoo til dagligt brug, der indeholder Tricalgoxyl®, er udviklet for at genskabe fylde og glans.

125ml

Nutriol® Hair Fitness Treatment

Hjælper håret med at føles og se mere fyldigt ud. Denne behandling, som ikke skal skylles ud, remineraliserer hovedbunden og fugter håret med Tricalgoxyl®, et klinisk bevist derivat af tang.

12 ampuller

ageLOC® Transformation*

Dette komplette hudplejesystem, der går efter de grundlæggende kilder til ældning, renser, opfrisker, fornyer, fugter og giver yngre udseende hud på otte måder.

Nu Skin Galvanic Spa System™ II Body Shaping Gel

Udglat forekomsten af cellulites. Denne avancerede gel, der indeholder theobromin og *chrysanthellum indicum*, hjælper med at give et fastere, mere opstrammet udseende.

150ml

Dermatic Effects*

Den perfekte partner i kampen mod cellulites. Et otte ugers klinisk studie viste 55% reducere i forekomsten af cellulites, 37% forbedring af hudens fasthed og 69% forbedring af hudens glathed.

150ml



Spar penge med ageLOC® ADR-pakker.

Kontakt din distributør for yderligere information om, hvordan du benytter dig af dette tilbud.

*Kan ikke anvendes sammen med ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II instrumentet.





Er du klar til at opdage sandheden
bag et yngre udseende med
ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic
Spa System™ II?

For yderligere information om Nu Skin®s
forretningsmulighed og produkter, bedes du
kontakte din Nu Skin® distributør.

86307655_DK_1008_CD_GRAVO © 2010 NSE Products, Inc.