

ageLOC®  
EDITION  
NU SKIN  
GALVANIC  
SPA SYSTEM™ II

Egy lenyűgöző  
előrelépés



NU SKIN.  
THE DIFFERENCE. DEMONSTRATED.™



# Köszöntse otthonában a **fiatalító kozmetikai kezelések** luxus élményét az ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II-vel!

A speciális kialakítású ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II az ageLOC® Transformation mindennapi használatra kifejlesztett bőrápolási rendszerrel kiegészülve lehetővé teszi, hogy Ön a bőröregedéssel annak forrásánál szálljon szembe, és megőrizze bőre fiatalságát! A kutatások kimutatták, hogy az ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II átlagosan 80%-al megnöveli az ageLOC® Future Serum hatékonyságát!\*

Ápró, okos és hatékony: az ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II szabadalmazott, önbeállító áramerősséggel és cserélhető kezelőfejekkel arcra, fejbőrre és a testre! A Nu Skin® speciális összetételű termékeivel a készülék akár ötszörös mennyiségű, kulcsfontosságú öregedésgátló ageLOC® összetevőt juttat a bőrbe, mint az előző készülék!

\*Harmadik fél által elvégzett, 7 napig tartó, 30 nő bevonásával végzett kísérlet 2009 novemberében, amely során a nők napi egyszer használták az ageLOC® Future Serumot és heti háromszor az ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II-t.



Ötvözze a kozmetikai kezelések eredményeit az **ageLOC® egyedülálló tudományos felfedezésével**, és bőre olyan fiatalos lesz, hogy az emberek csak találgatni tudják majd korát!



ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II:

- A korábbi berendezéshez képest akár ötször több ageLOC® hatóanyagot is juttat bőrbe.
- Nagyobb, jól látható kijelző, intuitív felhasználás és továbbfejlesztett ergonómia.
- Javíthatja az öregedésgátló összetevők bőrbe bejutását - akár 24 órán keresztül.
- Szabadalmaztatott, önszabályozó galvánáram és cserélhető kezelőfej.

# Fiatalítsa meg arc bőrét a

## NU SKIN GALVANIC SPA SYSTEM™ FACIAL GELS with AGELOC® (KEZELŐ ARCGÉLEK AGELOC®-KAL) SEGÍTSÉGÉVEL!

A Nu Skin® kutatói kifejlesztettek egy új ageLOC® arckezelőfejet és kezelési módszert. Az új eszköz akár ötszörös mennyiségű ageLOC® összetevőt is juttat a bőrzebe a Nu Skin Galvanic Spa System™ Facial Gels with ageLOC® (Kezelő arcgélek ageLOC®-kal) használata során. Hogy ez mit jelent Önre nézve? Fiatalosabb bőrt ma és holnap egyaránt!

- Az Előkezelő gél megköti a szennyezőanyagokat; fellazítja a pórusokat, hogy azok szabadon lélegezzenek; feloldja és folyós állagúvá teszi a felesleges faggyút.
- A kezelő arcgél a kezelés előtti lépés során eltávolítja a szennyezőanyagokat és az öregedés forrására ható ageLOC®-kal tölti fel a pórusokat, hogy bőre megőrizze fiatalágát és csökkentse az öregedés látható jeleit.



„Ez a termék lenyűgöző változást hozott mind bőröm állapotában, mind pedig tónusában!”

-Mark Mabry, Arizona, USA



Nem kezelt Kezelt\*  
(Eredmények egy hónap után a Nu Skin Galvanic Spa System™ Facial Gels with ageLOC® (Kezelő arcgélek ageLOC®-kal) alkalmazása után)\*



Nem kezelt Kezelt\*  
(Eredmények tizennégy hónap után a Nu Skin Galvanic Spa System™ Facial Gels with ageLOC® (Kezelő arcgélek ageLOC®-kal) heti három alkalommal történő alkalmazása után)\*

## Fiatalosabb külső percek alatt




Nem kezelt Kezelt\*  
(Eredmények három hét után a Nu Skin Galvanic Spa System™ Facial Gels with ageLOC® (Kezelő arcgélek ageLOC®-kal) heti három alkalommal történő alkalmazása után)\*


\*Ettől eltérő eredmények is előfordulhatnak.

# Az ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II tudományos háttere

A szabadalmazott ageLOC® arckezelőfej felszíne úgy lett kialakítva, hogy a hatóanyagot a kezelt felületre összpontosítsa, így megnövelve a kezelés hatékonyságát. Ezáltal az ageLOC® kulcsfontosságú anyagai az előző készülékhez képest akár ötszörös mennyiségben a bőrbe juthatnak.




Több gél az arckezelőfej alatt=több ageLOC® összetevő jut a bőrbe



## GALVANIC KEZELÉS ELŐKEZELÉS

- Az előkezelés során az ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II készülék és az Előkezelő Arcgél negatív töltésűek.
- A negatív töltések taszítják egymást, bevezetve az Előkezelő gél a bőrbe.
- Az Előkezelő gél kötéseket alakít ki a bőrben lévő szennyeződésekkel.



## GALVANIC KEZELÉS KEZELÉS


- A kezelés során az ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II készülék és a Kezelő gél pozitív töltésűek.
- A pozitív töltések taszítása folytán a jótékony összetevők, így az exkluzív ageLOC® egyedülálló keveréke a bőr mélyére hatolnak.
- A pozitív töltésű készülék magához vonzza az Előkezelés során negatív töltésűvé vált szennyeződések, mintegy kiszippantva azokat a bőrből.

# Ön mindent megtesz, hogy megakadályozza bőre öregedését?

A Galvanic kezelés hatására a bőr fokozott hatékonysággal szív magába bizonyos, öregésgátló anyagokat. A Nu Skin® függő szabadalommal rendelkező, klinikai vizsgálatokon alapuló felfedezése rámutat, hogy a galvanizáló berendezéssel történt 5 perces kezelés hatására **javulhat a kulcsfontosságú öregésgátló összetevők bőrbé bejutása - akár 24 órán keresztül!**

Tegyen meg mindent bőre szépségéért! Minden egyes kezelés után használja az ageLOC® Transformation öregésgátló termékeit!

## BŐRÁPOLÓ ÖSSZETEVŐK BEVITELE GALVANIC KEZELÉSSEL\*



\*Az eredmények a jó minőségű bőrápoló termékek Galvanic Spa™ System II-vel történő bevitelének hatását mutatják. A 2006-ban az Oklahomai Egyetem által végzett kutatások eredménye.

Galvanic kezelés + öregésgátló hatóanyagok = **hatékonyabb felszívódás**

## ageLOC® galvankezelést követő bőrfiatalítás

ageLOC® Future Serum (Arcszérum) harmadik fél által végzett, fogyasztói önmegfigyelésen alapuló kutatási eredmények\*

Az öregésgátló bőrápolás részeként az ageLOC® Future Serum (Arcszérum) nyolcféleképp fejt ki lenyűgözően jótékony hatását a bőrben:

1. Fiatalos bőrszerkezet
2. Sima bőrfelület
3. Egyenletes bőrtónus
4. Apró barázdák és ráncok
5. Ragyogás (világosság)
6. Pórusméret
7. Bőrelszíneződés (pattanások)
8. Hidratáltság

Az alapvonal fölötti javulás mértéke százalékban

\*12 hetes, önfelügyelésen alapuló kutatási eredmények 25, ageLOC® Future Serumot alkalmazó kísérleti személy részvételével.

### További eredményekre vágyik?

A hétnapos használatot követő klinikai értékelés értelmében fokozhatja a Future Serum (Arcszérum) jótékony hatásait: az ageLOC® Transformation ezen központi terméke 80%-kal intenzívebb hatást fejt ki a különböző öregedési jelek tekintetében az ageLOC® Edition Galvanic Spa II heti háromszori alkalmazása mellett.



# A helyes arckezelési technika


## MINDEN A MOZDULATOKON MÚLIK

A mozgulatsort követve gyengéden térjen vissza a kiinduló pontra, majd ismétlje meg többször!

- 1 Szemkörnyék: Az arccsont mentén haladva kerülje meg a szemet, felfelé haladva menjen körbe, és tartsa biztosan a készüléket a szemöldök alatti résznél (ne használja a szemhéj vagy a szemek közelében).
- 2 Mosolyvonal: Kezdje az orr alatti résznél, haladjon végig a nevetőránccokon, majd induljon el felfelé, kifelé irányuló mozgással, és tartsa egy helyben a készüléket pár másodpercig.
- 3 Arcél: Kezdje az áll közepén, az ajkak alatti részen és haladjon az arcél mentén felfelé, egy pillanatig tartsa egy helyben a készüléket, majd folytassa felfelé, kifelé haladva az arc széle felé, egészen a fülig.
- 4 Homlok: Kezdje az ornyergénél és haladjon felfelé a „gondolkodó ránccok” irányába. Tartsa ott a készüléket pár másodpercig, aztán folytassa a mozgulatsort a hajvonal irányába haladva. Ugyanezzel a mozgulatsorral haladjon végig a homlokon!
- 5 Orr/Orca: Kezdje az orr mellett, majd vezesse végig a készüléket az arccsont vonalán haladva, ezután térjen vissza a kiindulási ponthoz.
- 6 Nyak: Kezdje a nyaka aljánál! Haladjon felfelé az állkapocs felé, tartsa ott a készüléket néhány másodpercig, majd húzza lefelé a készüléket a kiindulópont irányába. Ezután megint felfelé és kifelé haladva, minden esetben megtartva az állkapocs vonalon egy rövid ideig és visszatérve a torokhoz.

## FIGYELEM!

- Kövesse a használati útmutatóban foglaltakat!
- Kezei mindig legyenek nedvesek és ujjai érintkezzenek a készülék króm hátlappal!
- Amikor bőréhez érinti a készüléket, egy, kettő vagy három sípszót hall, amikor az beállítja a bőrének megfelelő áramerősséget.
- Ügyeljen arra, hogy a készülék a kezelés során végig érintkezzen bőrével! Amennyiben az érintkezés megszakad, ismét érintse kezét a készülékhez, és folytassa a kezelést!
- Minél nagyobb felületen érintse a arckezelőfejet bőréhez!
- Felfelé-kifelé haladva mozgassa a készüléket!



## ÖSSZPONTOSÍTSON A PROBLÉMÁS TERÜLETEKRE

**Figyelem:** Ha terhes, pacemakerre van, epilepsziás, fém fogszabályzót visel vagy a testében fém implantátum található, mindenképpen kérje ki orvosa véleményét az ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II használata előtt! Az ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II készülék használata nem ajánlott gyulladt, nyílt hajszáleres, sebes bőrfelületen. A részletes leírást és figyelmeztetéseket a használati útmutatóban találja!

# Simítsa el a barázdákat és ráncokat a

## TRU FACE® LINE CORRECTOR-ra!

Az ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II a célzott kezelőfej segítségével, a Tru Face™ Line Correctorral együttműködve segíti a pro-kollagén peptidok bejuttatását a bőrbe. A peptidok csökkentik a ráncok és a mély barázdák megjelenését, valamint öregedés-visszafordító jeleket küldenek a kollagén termelő sejteknek. Az célzott kezelőfej az áram összpontosításával lehetővé teszi, hogy Ön még könnyebben elérje az arc problémás területeit, ezáltal még hatékonyabbá téve az öregedés- gátló kezelést.



Nem kezelt

Kezelt\*

(Egy Tru Face® Line Correctorral és Nu Skin Galvanic Spa System™ II készülékkel végzett kezelést követően tapasztalható eredmény.)\*



Nem kezelt

Kezelt\*


(Egy Tru Face® Line Correctorral és Nu Skin Galvanic Spa System™ II készülékkel végzett kezelést követően tapasztalható eredmény.)\*\*

Egy közelmúltban végzett tanulmány során\* a dermatológiai tesztek kimutatták, hogy a Nu Skin Galvanic Spa System™ II készülék a Tru Face® Line Corrector együttes használatával – szemben a Tru Face® Line Corrector egyedüli alkalmazásával – a következő kulcsfontosságú területek kinézetét javította:

**Apró barázdák 20%**

**Szarkalábak 21%**

**Feszesség 17%**



■ Szarkalábak kizárólag a Tru Face® Line Corrector használatával

■ Szarkalábak a Tru Face® Line Corrector és a Nu Skin Galvanic Spa System™ II együttes használatával

\*Harmadik fél által elvégzett, 8 hétig tartó, 40 ember bevonásával végzett kísérlet 2008-ban, amelyben a Tru Face® Line Corrector Nu Skin Galvanic Spa System™ II készülékkel együtt történő használatának hatékonyságát vizsgálták.

\*Ettől eltérő eredmények is előfordulhatnak.

# Hozza formába testét a

## NU SKIN GALVANIC SPA SYSTEM™ II BODY SHAPING GELLEL (ALAKFORMÁLÓ GÉL)!

Ez az exkluzív alakformáló gél az ergonomikus kialakítású testkezelőfejjel együtt használva célozza meg a zsírpárnákat és felgyülemlött méreganyagokat, és kisimítja a narancsbőrt a feszebb, tónusosabb bőrért!



- **Teobromin (*Theobroma Cocoa Extract*)**
  - Olyan molekulát tartalmaz, amely a zsírs sejtekben lévő enzimeket célozza meg.  
E továbbfejlesztett kezelés lecsökkenti a test zsírraktározását, feszebb, tónusosabb külsőt hozva létre.
- **Kamilla (*Chrysanthellum Indicum*)**
  - Flavonoidokban gazdag, amelyek a kutatások során bizonyítottan csökkentették a zsír elraktározódását.
- **A kutatások kimutatták, hogy a Nu Skin Galvanic Spa System™ II Alakformáló Gél napi kétszeri használatával jelentős eredmény érhető el!**

A még látványosabb eredmény érdekében a Galvanic Spa® II Body Shaping Gel (Alakformáló gél) kezelésekközött alkalmazza a Dermatic Effects Feszítő testápolót!



Nem kezelt

Kezelt\*

(Eredmények négy hét után a Nu Skin Galvanic Spa System™ II Alakformáló Gél heti három alkalommal való használata és a köztes napokon a Dermatic Effects Feszítő testápoló alkalmazása után)\*

- Kisimultabb narancsbőr
- Feszés bőr

\* Ettől eltérő eredmények is előfordulhatnak.



## Keltse új életre fejbőrét és haját a NUTRIOL® HAIR FITNESS TREATMENTTEL (HAJKEZELÉS)!

E fejlett technológiájú kezelés hatására haja egészségesebbnek fest és dúsabbnak tetszik! A Nutriol® Hair Fitness Treatment (Hajkezelés) megkönnyíti a kulcsfontosságú összetevők bevitelét a fejbőrbe, és egészséges, dús hatású haját eredményez!



### Tricalgoxyl®

- A tengeri hínárban található szulfátos oligoszacharidokban gazdag, egyben klinikailag bizonyított fejbőrt tápláló anyag.
- A többi fontos összetevővel együtt hidratálja a haját és ásványi anyagokkal táplálja a fejbőrt, segítve a haj természetes egészségének, erejének és fényének visszaállítását, az étlettel, dús hajért!

### Nutriol® Shampoo\*

Tricalgoxyl® nevű aktív hatóanyagot tartalmaz. Segítségével haja a Galvanic kezelésekek közötti időben is kívül-belül egészségesebbnek és dúsabbnak hat!

\*Nem alkalmazható együtt az ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II készülékkel!



A speciális anyagokból létrehozott termékek egymással együttműködve megsokszorozzák a hatékonyságot. Ez a kombináció rendkívüli módon megszépíti az arcot, a fejbőrt és a testet!



### ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II

Simítsa ki a finom- és mélyránccokat, revitalizálja bőrét, fejbőrt és testét a szabadalmaztatott ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II-vel! A korábbi készülékhez képest akár ötször több ageLOC® hatóanyagot bőrbe juttató új rendszer nagyobb, jól látható kijelzővel rendelkezik, intuitív felhasználású és továbbfejlesztett ergonómiajával!

### Nu Skin Galvanic Spa System™ Facial Gels with ageLOC® (Kezelő arcgélek ageLOC™-kal)

Az előkezelő gélek tisztító anyagokat tartalmaznak, amelyek az ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II készülékkel együtt alkalmazva alapos mélytisztítást hajtanak végre a bőrön. A kezelőgél ageLOC® összetevőt tartalmaz, amely az öregedés alapvető kiváltó forrását veszi célba a fiatalos külső megjelenés és az öregedés látható jeleinek csökkentése érdekében.

4 fiolát tartalmaz



### Tru Face® Line Corrector

Kevesebb barázda a peptidok erejével!

E továbbfejlesztett formula forradalmi pro-kollagén peptidet tartalmaz, amely alig 4 hét alatt segít a száj- és szemkörüli, valamint a homlokon lévő finom és mélyránccok kisimításában.

30ml



### Nutriol® Shampoo\* (Sampon)

A csodálatos hajkoronáért! Ez a Tricalgoxyl® tartalmú, mindennapos használatra is kitűnő sampon visszaállítja a haj tartását és ragyogását.

125ml



### Nu Skin Galvanic Spa System™ II Body Shaping Gel (Alakformáló gél)

Lépjen a tettek mezejére, és számoljon már ma le a narancsbőrrel! A teobromin és kamilla tartalmú, továbbfejlesztett gél használata feszebb, tónusosabb bőrt eredményez.

150ml



### Nutriol® Hair Fitness Treatment (Hajkezelés)

Haja kívül-belül egészséges és dús lesz! Ez a kimosást nem igénylő termék ásványi anyagokkal tölti fel a fejbőrt; a Tricalgoxyl®, ez a klinikailag bizonyított tengeri moszat kivonat hidratálja a haját.

12 fiolát tartalmaz



### Dermatic Effects\* (Feszítő testápoló)

Tökéletes társ a narancsbőr elleni harcban. Egy nyolchetes klinikai kísérlet szerint 55%-kal csökkenti a narancsbőr megjelenését, a bőr 37%-kal feszebb és 69%-kal simább lesz.

150ml



### ageLOC® Transformation\*

Ez az átfogó és teljes bőrápolási rendszer az öregedés alapvető kiváltó forrását veszi célba: tisztít, frissít, táplál, és nyolcféle módon eredményez fiatalosabb megjelenésű bőrt!



Takarítson meg az ageLOC® ADR csomagokkal! A speciális ajánlatról és annak Önre vonatkozó előnyeiről kérdezze Üzletépítőjét!


\*Nem alkalmazható együtt az ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II készülékkel.



NU SKIN®  
THE DIFFERENCE. DEMONSTRATED™

Ön felfedi-e fiatalos bőrének titkát  
az az ageLOC® Edition Nu Skin  
Galvanic Spa System™ II-vel?

A Nu Skin® üzleti lehetőséggel illetve termékekkel  
kapcsolatos további információk tekintetében kérjük,  
lépjen kapcsolatba Nu Skin® Üzletépítőjével!



[www.nuskineurope.com](http://www.nuskineurope.com)

