

ageLOC®
EDITION
NU SKIN
GALVANIC
SPA SYSTEM™ II

İleriye doğru
parlak bir
atılım



NU SKIN®
THE DIFFERENCE. DEMONSTRATED.™



Kendi evinizde **gençlik dolu Spa bakımının** lüks ve rahatlığından faydalanmaya hoş geldiniz

Özel olarak formüle edilmiş ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II ve ageLOC® Transformation günlük cilt bakım kürü, yaşlanmayı kaynağından hedef alarak size cildinizin genç görünümünü muhafaza etme gücünü verir. Ve artık araştırma sonuçlarına göre, ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II, ageLOC® Future Serum'un gözle görünür faydalarını % 80 oranında arttırdığı ortaya çıkmıştır.*

Küçük, becerikli ve güçlü ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II patentli ve kendiliğinden ayarlanabilen akımlarla, yüz, saç derisi ve vücut için değiştirilebilen iletkenlere sahiptir. Nu Skin®'in özel olarak formüle edilmiş ürünleriyle birlikte, bu sistem yaşlılık karşıtı ageLOC® bileşenlerini bir önceki cihaza göre beş kat fazlasıyla cildinize iletir.

*Kasım 2009 tarihinde üçüncü şahıslarca 30 kadın üzerinde yedi gün süreyle haftada üç defa ageLOC® Future Serum günlük ve ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II kullanımını kapsayan bir klinik araştırma.



Spa sonuçlarını **benzersiz ageLOC™ bilimsel buluşu** ile birleştirin ve herkes üzerinde gerçek yaşıınızı tahmin etme merakı uyandıran harika bir cilde kavuşun.



ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II:

- ageLOC® bileşenlerinin bir önceki cihaza göre beş kat daha fazla cildinize iletilmesini sağlar.
- Daha büyük ve daha parlak bir ekrana sahiptir, ayrıca sezgisel ve kolay kullanılabilirliği yanında geliştirilmiş ergonomik özellikleri de bulunmaktadır.
- Yaşlılık karşıtı bileşenlerin 24 saate kadar cilde iletilmesini artırır.
- Patenti alınmış, kendiliğinden ayarlanabilen akımları ve yüz, saç derisi ve vücut için değiştirilebilen iletkenleri vardır.

AGELOC® bileşenli NU SKIN GALVANIC SPA SYSTEM™ Yüz Jeli

ile cildinizi yeniden gençleştirin

Nu Skin® bilimcileri patentli yeni bir ageLOC® Face Conductor (Yüz İletkeni) ve tedavi ayarları geliştirdiler. Bu güçlü kombinasyon, ageLOC® ve Nu Skin Galvanic Spa System™ ageLOC® bileşenli Yüz Jeli ile birlikte kullanıldığında, ageLOC® bileşenlerini önceki sürümlere nazaran cilde beş kat daha fazla iletebilecek güçte tasarlanmıştır. Bu sizin için ne anlama geliyor? Bugün ve gelecekte daha genç görünen bir cilt.

- Ön Bakım Jeli kir ve tozlara yapışır; gözenekleri yumuşatıp rahatlatarak nefes almalarını sağlar; yüzdeki fazla yağları eritip sıvılaştırır.
- Bakım Jeli, bakım öncesi adımda hedeflenen kir ve tozları temizler, genç görünümü muhafaza edip yaşlanmanın temel kaynaklarını hedefleyen ve yaşlanma belirtilerini azaltıp minimuma indirir.



“Bu ürün cilt tonumu ve dokusunu tümüyle değiştirdi.”

-Mark Mabry, Arizona, ABD



Bakımdan önce

Bakımdan sonra*

(Nu Skin Galvanic Spa System™ Facial Gels with ageLOC® ile bir ay süreyle bakım sonrası alınan sonuçlar)*



Bakımdan önce

Bakımdan sonra*

(Nu Skin Galvanic Spa System™ Facial Gels with ageLOC® ile on dört hafta süreyle haftada üç defa bakım sonrası alınan sonuçlar)*

Birkaç dakika içinde daha genç bir görünüm



Bakımdan önce


Bakımdan sonra*

(Nu Skin Galvanic Spa System™ Facial Gels with ageLOC® ile üç hafta süreyle haftada üç kez bakım sonrası alınan sonuçlar)*


*Sonuçlar farklı olabilir.

ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II ardındaki bilim

Patentli ageLOC® Yüz İletkeni'nin yüzeyi, jelin ten ile temasını daha etkin kılmak için, ürünün doku örgüsü arasından ve çevresinden dolaşmasını sağlayacak bir biçimde tasarlanmıştır. Bu ageLOC® bileşenlerinin, önceki cihaza göre beş kat daha fazla cildinize iletilmesi için bir aktivite ortamı yaratır.




Yüz İletkeni altında daha fazla jel olması = ageLOC® bileşenlerinin cilt tarafından daha çok emilmesi



GALVANİK ETKİ ÖN BAKIM

- Bakım öncesi aşamasında, ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II cihazı ve Bakım öncesi Jeli negatif olarak yüklenir.
- Bu negatif yükler birbirini iterek Bakım Jelinin cilde iletilmesini sağlar.
- Ön Bakım Jeli ciltteki kir ve tozlara yapışır.



GALVANİK ETKİ BAKIM


- Bakım döngüsü sırasında, ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II cihazı ve Bakım Öncesi Jeli pozitif olarak yüklenir.
- Bu pozitif yükler birbirini iterek aralarında seçkin ageLOC® bileşeninin de bulunduğu faydalı maddelerin cilde iletilmesine yardım eder.
- Pozitif yüklenen galvanik cihaz bakım öncesi aşamasında cildinizdeki negatifle yüklenmiş kirleri çekerek cildinizden dışarı doğru atar.

Cildinizin yaşlanmaya meydan okuyan potansiyelini destekliyor musunuz?

Galvanik bakımı yaşlanma karşıtı bileşenlerin cilde kolaylıkla iletebilmesi için cildinizi alıcı olmaya hazırlar. Nu Skin®'in patent başvurusu yapılmış buluşu, galvanik cihazı ile beşer dakikalık sürelerle yapılan bakımlarda **ana bileşenlerin cildinize iletilmesini 24 saate kadar arttırabildiği** klinik araştırmalarda ortaya çıkmıştır.

Her bakımdan sonra ageLOC® Transformation içeriğindeki yaşlanma karşıtı ürünleri cildinize uygulayarak cildinizin potansiyelini maksimize edin.

GALVANİK BAKIM İLE CİLT BAKIM BİLEŞENLERİNİN İLETİMİ*



*Sonuçlar, Galvanik cihazla uygulanan kaliteli cilt bakımının etkilerini gösteriyor. Araştırma 2006 yılında (ABD) Oklohama Üniversitesi'nde yapılmıştır.

Galvanik bakım + yaşlanma karşıtı bileşenler = **daha etkili emilim**

ageLOC® galvanic bakım sonrası cilt güçlendiricileri

ageLOC® Future Serum Üçüncü-Taraf Tüketici Kendi Kendine Algılama Çalışmasının Sonuçları*

ageLOC® Future Serum, yaşlanma karşıtı kürünüzün bir parçası olarak cildinize yönelik olağanüstü faydalarını **sekiz belirgin şekilde** sağlar:

1. Gençlik Dolu Cilt Yapısı
2. Cilt Pürüzsüzlüğü
3. Homojen Cilt Tonu
4. İnce Çizgiler/Kırışıklar
5. Işıltı (Canlılık)
6. Gözenek Büyüklüğü
7. Ciltteki Renk Bozuklukları (Lekeler)
8. Nemlendirme

Temel Bakımın Üzerinde İyileştirme Oranı

*ageLOC® Future Serum kullanılarak 25 denek üzerinde yapılan ve 12-hafta süreli kendi kendine algılama üzerine bir klinik deney çalışması.



Bundan daha fazla sonuç almak mi istiyorsunuz?

Yedi günlük kullanımın ardından yapılan klinik araştırmalara göre, ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II ürününü haftada üç kere düzenli olarak kullanarak, ageLOC® Transformation'in ana ürünü olan ageLOC® Future Serum'un pekçok sayıdaki yaşlanma belirtisi üzerindeki gözle görünür faydalarını ortalama olarak %80 oranında artırabilirsiniz..

Yüz teknikleri


HEPSİ HAREKETLERİNİZE BAĞLI

Bu adımların hepsini teker teker uyguladıktan sonra tekrar ilk pozisyona, başa dönün ve birkaç kez bu uygulamaları tekrarlayın.

- 1 Göz çevresi: Gözünüzü çevreleyen kemik yapınızı izleyerek, göz altından başlayarak göz çevresinde ve yukarıya doğru kaşların tam altına gelip orada hafif sıkıca bastırarak bekletin (göz kapaklarına ya da gözlerinize yaklaştırmayın).
- 2 Gülümseme çizgisi: Burnunuzun tam altından başlayıp, gülümseme çizgisine gelip orada durun, sonra diklemesine yukarı şakaklarınıza kadar hareket edin ve orada bekletin.
- 3 Alt çene: Çene ortasından dudakların altından başlayın, yukarıya alt çene çizgisine gelin ve orada tutun, sonra yüzünüzün kenarlarına doğru, kulağınızın tam önüne kadar yukarı ve dışa doğru hareket ettirin.
- 4 Alın: Burnunuzun köprüsünden başlayarak, cihazı alnınızdaki çizgilere kadar kaydırarak çıkarın ve orada tutun, sonra saç çizgilerinize hareket ettirin. Aynı hareketlerle cihazı alnınız boyunca gezdirin.
- 5 Burun/Yanak: Burnunuzun köprüsünden başlayıp sonra yüzünüzün ortasından dışarıya doğru hareket edin.
- 6 Boyun: Boğazınızın en altından başlayın. Çene çizgisine kadar yukarı hareket ettirip birkaç saniye bekleyin, cihazı başlangıç konumuna kaydırın, sonra yukarı ve dışa doğru hareket ettirin, her defasında çene çizgisinde bekletip ve sonra aşağı boğaz boşluğuna dönün.

UNUTMAMANIZ GEREKENLER

- Kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanınız.
- Elinizi nemlendirin, parmaklarınız krom paneller her zaman temas halinde olsun.
- Cihazı cildinize dokundurduğunuzda cihaz, cildinizin ihtiyacına göre akım ayarı yaparken bir ila üç arasında bip sesi duyacaksınız.
- Cihaz her an cildinizle temas halinde olsun. Teması kaybederseniz, cihazı tekrar cildinize koyup devam edin.
- Yüz İletkeni'ni cildinize düz olarak dayayın.
- Cihazı yukarı ve dışarı doğru hareketlerle gezdirin.



SİZİ İLGILENDİREN BÖLGELERE ODAKLANIN

Uyarı Notu: Eğer hamileyseniz, pacemaker (kalp pili) ya da benzeri bir cihaz kullanıyorsanız, epilepsi hastalığınız varsa, diş telleri takıyorsanız ya da metal implant (diş ekme) varsa ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II cihazını kullanmadan önce doktorunuza danışınız. The ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II cihazı çatlak kılcal damarlarla dolu bir bölgeye, iltihaplanmış ya da açık bir yara üzerine uygulanmamalıdır. Uyarı ve şartların tümü için lütfen kullanıcı el kitabına bakınız.

TRU FACE® LINE CORRECTOR İLE

İnce çizgi ve kırışıklıkların görünümünü azaltın

ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II ve Odak Bölgesi İletkeni Tru Face® Line Corrector ile sinerjik etki yaratıp ön kolajen peptidlerin iletimini artırır. Peptidler kolajen üreten hücrelere gönderdiği yaşlılık belirtilerini dönüştüren sinyallerle orta ve derin çizgilerin görünümünü azaltır. Odak Bölgesi İletkeni galvanik akımını yoğunlaştırarak yüzün özel bölgelerini hedeflemeyi sağlar ve mevcut yaşlanma karşıtı kürünüze ek olarak takviye görevi yapar.



Bakımdan önce

Bakımdan sonra*

(Tru Face® Line Corrector ve Nu Skin Galvanic Spa System™ II cihazı ile bir defalık bakım sonrası elde edilen sonuçlar)*



Bakımdan önce

Bakımdan sonra*


(Tru Face® Line Corrector ve Nu Skin Galvanic Spa System™ II cihazı ile bir defalık bakım sonrası elde edilen sonuçlar)*

Güncel bir araştırmada*, dermatolojik derecelendirme yapılmış ve ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II cihazı ile Tru Face® Line Corrector ürününün kombine kullanımı tek başına Tru Face® Line Corrector kullanımı ile karşılaştırıldığında temel alanlardaki görünümün iyileştirilmesinde aşağıdaki veriler bulunmuştur

İnce Çizgilerde % 20

Kaz Ayağı % 21

Gerginlik % 17



■ Kaz Ayağı için sadece Tru Face® Line Corrector

■ Kaz Ayağı için Tru Face® Line Corrector ve ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II

*2008 yılında üçüncü şahıslar tarafından 40 denek üzerinde sekiz hafta süreyle Tru Face® Line Corrector ile ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II cihazı kullanımını kapsayan bir araştırma.

*Sonuçlar farklı olabilir.

NU SKIN GALVANIC SPA SYSTEM™ II BODY SHAPING GEL ile

vücutunuzu onarın


Body Shaping Gel ve ergonomik olarak tasarlanmış Vücut İletkeni birlikte iş görerek, daha sıkı ve ahenkli bir vücut için yağ ve toksin bloklarını hedefler, selülit görünümünü azaltıp minimuma indirir.



- **Theobromine (Teobroma Kakao Özütü)**
 - İçeriğinde yağ hücrelerinde bulunan enzimleri hedefleyen bir molekül vardır. Bu gelişmiş cilt bakımı yağ depolarını azaltmada yardımcı olarak cilde daha sıkı ve daha tonlu bir görünüm kazandırır.
- **Sarı Papatya (Chrysanthellum Indicum)**
 - Yapılan testlerde yağ depolonmasını önleyen zengin flavonoidler içerdiği görülmüştür.
- **Günde iki kez Nu Skin Galvanic Spa System™ II Body Shaping Gel kullanıldığında faydalarının katlanarak arttığı araştırmalarda açığa çıkmıştır.**



Faydalarını artırmak için Nu Skin Galvanic Spa System™ II Body Shaping Gel bakımları arasında Dermatic Effects kullanın.



Bakımdan önce

Bakımdan sonra*

(Dört hafta süreyle haftada üç kez Nu Skin Galvanic Spa System™ II Body Shaping Gel bakımı ile bu bakımlar arasında Dermatic Effects kullanımı sonrası alınan sonuçlar)*

- Azaltılmış Selülit Görünümü
- Sıkı Cilt

* Sonuçlar farklı olabilir.

NUTRIOL® HAIR FITNESS TREATMENT ile

saç derinizi ve saçlarınızı canlandırın

Gelişmiş bir teknolojiye sahip olan bu bakım, saçlarınıza daha dolgun bir görünüm kazandırır. Nutriol® Hair Fitness Treatment saç derinize ana bileşenlerin iletimini sağlayarak dolgun ve sağlıklı bir saç görünümünü teşvik eder.



Tricalgoxyl®

- Saç derisini besleyici özelliği klinik testlerle kanıtlanmış, patentli, içeriğindeki kelp sülfatlı oligosakkaridler bakımından zengin bir bileşendir.
- Diğer temel bileşenlerle birlikte saçları nemlendirir, saç derisini minarellerle besler, saçlarınızın maksimum canlılık ve dolgun bir görünüme kavuşmasında, doğal, sağlıklı, güçlü ve parlak halini yeniden kazanmasında işlev görür.

Nutriol® Shampoo*

Bileşimindeki aktif madde Tricalgoxyl® ile galvanik bakımlar arasında saçlarınıza dolgun bir görünüm kazandırır.

*ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II cihazı ile birlikte kullanılması uygun değildir.



Özel olarak formüle edilmiş ürünler, hedeflenen faydaları iletmek için bileşimindeki her bir öge ile sinerjik çalışır. Bu kombinasyon vücut, saç derisi, ve yüze muhteşem bir tazelik ve güzellik verir.



ageLOC®

ageLOC®



ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II

Patentli ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II ile ince çizgi ve kırışıklıkların görünümünü azaltın, cildinizi yeniden gençleştirin, saç derinizi canlandırın ve bedeninizi yenileyin. ageLOC® bileşenlerini önceki cihaza göre cildinize beş kat daha fazla iletilmesini sağlar, daha büyük ve daha parlak bir ekrana sahip olan bu yeni sistemin ayrıca sezgisel kullanılabilirliği ve geliştirilmiş ergonomik özellikleri bulunmaktadır.

Nu Skin Galvanic Spa System™ II ageLOC® bileşenli Yüz Jeli

Ön Bakım Jelinin içeriğinde saflaştırıcı arındırıcı maddeler bulunur, bu maddeler cilt için ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II ile kullandığında derin mikro temizleme işlevi görür. Bakım Jelinin içeriğinde ageLOC® bileşeni bulunur, bu bileşen yaşlanmanın kaynaklarını hedefleyerek cildinizin, taze ve genç görünümünün korunmasına yardımcı olur ve cildinizdeki yaşlılık belirtilerini azaltır.

Herbiri için 4 flakon şişe



Tru Face® Line Corrector

Peptidlerin yardımıyla çizgilerin görünümünü azaltır. Bu gelişmiş formülün içeriğinde ön kolajen peptidler bulunur; ağzınız, gözleriniz ve alnınızdaki orta ve derin çizgilerin görünümünü dört haftada azaltır.

30ml



Nutriol® Shampoo*

Saçlarınız için baş döndürücü sonuçlar. İçeriğinde Tricalgoxyl® bileşeni bulunan bu günlük şampuan, saçlarınıza dolgunluk ve parlaklık niteliklerini yeniden kazandıracak şekilde formülendirilmiştir.

125ml



Nu Skin Galvanic Spa System™ II Body Shaping Gel

Selülit görünümünü azaltmak için harekete geçin. Bileşiminde, theobromine ve sarı papatya bulunan bu gelişmiş jel, daha sıkı ve ahenkli bir görünüme destekler.

150ml



Nutriol® Hair Fitness Treatment

Saçlara daha dolgun bir görünüm kazandırır. Bu durulanmayan saç bakımı, bileşimindeki klinik araştırmalarca kanıtlanmış bir deniz yosunu türevi olan Tricalgoxyl® ile saç derisini minerallerle besler ve saçları nemlendirir.

12 flakon



Dermatic Effects*

Selülitle mücadelede kusursuz bir ortak. Sekiz hafta süren bir klinik araştırma sonucunda selülitlerin görünümünde %55'lik bir azalma, cilt sıklığında % 37'lik bir ilerleme ve cilt düzgünlüğünde % 69'luk bir gelişme görülmüştür.

150ml

ageLOC®



ageLOC® Transformation*

Bu tam ve geniş kapsamlı cilt bakım sistemi cildinizi arıtıp saflaştırır, nemlendirir ve yeniler, sekiz değişik yolla daha genç bir cilt görünümünü açığa çıkarır.

ADR AUTOMATIC DELIVERY REWARDS

ageLOC™ ADR paketleri ile tasarruf edin.

Bu promosyondan nasıl yararlanacağınızı öğrenmek ve daha fazla bilgi edinmek için, lütfen Distribütörünüze danışınız.


*ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II cihazı ile birlikte kullanılması uygun değildir.



NU SKIN®
THE DIFFERENCE. DEMONSTRATED™

Daha genç bir görünümün ardındaki sırrın kilidini ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II ile açmaya hazır mısınız?

Nu Skin®'in iş fırsatları ve ürünleri hakkında daha fazla bilgi için, lütfen Nu Skin® Distribütörünüz ile temasa geçiniz.



www.nuskineurope.com

