

## Activating Cleansers avec votre appareil LumiSpa ?

Il existe cinq ageLOC LumiSpa® Activating Cleanser différents pour votre appareil ageLOC LumiSpa®, chacun conçu pour un type de peau différent : sèche, normale/mixte, grasse, réactive et sensible. Cela signifie que vous pouvez personnaliser votre expérience LumiSpa pour correspondre à votre routine de soins et obtenir des résultats optimaux.

Les Activating Cleansers sont formulés de sorte à obtenir une certaine rhéologie et viscosité pour permettre un contact doux et confortable, ainsi qu'une application et une interaction optimales avec la peau, afin d'assurer la bonne efficacité de la tête en silicone brevetée LumiSpa. Si vous utilisez un nettoyant qui ne dispose pas de la même viscosité ou texture que les ageLOC LumiSpa® Activating Cleansers, votre appareil pourrait adhérer trop fermement à votre peau ou au contraire, être trop glissant et n'apporter aucun bienfait supplémentaire à votre peau.



Les Activating Cleansers sont des produits puissants formulés à l'aide d'un mélange d'ingrédients brevetés ageLOC® de Nu Skin et conçus pour être utilisés avec la technologie Two-Sense Motion des têtes en silicone LumiSpa. Ils garantissent des améliorations visibles et des bienfaits nettoyants, pour une peau d'apparence plus saine, rajeunie et radieuse.

Le Système LumiSpa offre sept bienfaits visibles à votre peau : douceur, texture lisse, éclat, clarté, fraîcheur, réduction de l'apparition des pores et nettoyage en profondeur de la peau.

Ceci a été prouvé dans le cadre d'une étude in vivo de 12 semaines, à laquelle 150 participants ont participé. Durant les 12 semaines, les participants ont utilisé la combinaison de l'appareil LumiSpa et d'Activating Cleanser deux fois par jour et ont constaté des améliorations visibles.

En outre, notre dernière étude in vivo menée sur 25 participants a montré que cet incroyable système de nettoyage de la peau ne perturbait pas le microbiome naturel de la peau. Un laboratoire clinique tiers a été chargé d'évaluer l'impact d'un nettoyage avec cinq différentes combinaisons LumiSpa sur le microbiome naturel de la peau. Quatre heures après le nettoyage, aucun changement notable n'avait été constaté dans la principale population de micro-organismes par rapport aux données de référence, ce qui confirme que le système ageLOC LumiSpa ne perturbe pas le microbiome de la peau.\*

**Cleansers** avec votre appareil LumiSpa

Pour des résultats optimaux, utilisez le Système de nettoyage LumiSpa pendant deux minutes, matin et soir.

Le soir, si vous portez beaucoup de maquillage, retirez-le à l'aide de l'eau micellaire Nutricentials Micellar Beauty Water ou du Nu Colour Make-up Remover. Si vous ne portez qu'un maquillage moyen à léger ou une protection solaire, vous pouvez sauter cette première étape et commencer à utiliser votre LumiSpa. Le Système retirera efficacement **maquillage et protection solaire.**



Premièrement, mouillez votre visage à l'eau tiède, puis déposez sur le bout des doigts une noisette d'Activating Cleanser adaptée à votre type de peau. Appliquez-la sur votre visage. Mouillez la tête en silicone et allumez votre appareil. Faites-le glisser lentement sur votre visage en réalisant de larges mouvements. Ne frottez pas et n'appuyez pas trop fort. Si vous ne l'utilisez pas correctement, l'appareil se mettra en pause.

Par ailleurs, il se mettra en pause toutes les 30 secondes. Cela vous indique qu'il est temps de passer à une autre zone du visage. Après deux minutes, votre appareil s'éteindra.

Rincez votre visage à l'eau, séchez en tapotant délicatement puis appliquez vos autres soins.

Appliquer l'Activating Cleanser directement sur la LumiSpa Head peut entraver sa rotation lors du nettoyage et provoquer un blocage de la tête en séchant. Même si la LumiSpa Head est conçue en silicone, facile à nettoyer, les restes d'Activating Cleanser coincés dans sa structure peuvent accélérer la dégradation de votre tête en silicone LumiSpa.

*Vous voulez savoir quel Activating Cleanser utiliser ? Consultez [https://quiz.lumispafacare.com/en\\_NL](https://quiz.lumispafacare.com/en_NL)*