

ageLOC

LumiSpa™



MANUEL
D'UTILISATION

TABLE DES MATIÈRES

Composants du système	6
Têtes en silicone et nettoyeurs	7
Chargement de l'appareil ageLOC® LumiSpa™	8
Fixation et retrait de la tête en silicone	11
Utilisation de l'appareil ageLOC® LumiSpa	12
Nettoyage en entretien de l'appareil ageLOC® LumiSpa™	14
Spécifications techniques	15
Réparation et recyclage de l'appareil	16
Remplacement et garantie	17

INFORMATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

L'appareil ageLOC® LumiSpa™ est conçu pour être utilisé par des adultes. Cet appareil peut être utilisé à partir de 16 ans, ainsi que par les personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, sans expérience et/ou connaissances particulières, sous supervision ou après qu'il leur a été donné les instructions d'utilisation nécessaires au maniement de l'appareil en toute sécurité, et à condition que celles-ci comprennent les risques que cela implique. L'appareil ageLOC® LumiSpa™ n'est pas un jouet et les enfants ne devraient pas l'utiliser ou jouer avec. Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne devrait pas être effectué par un enfant.


PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

- N'utilisez pas l'alimentation à prise amovible dans un environnement humide, près d'un bain, d'un bassin ou autre récipient contenant un liquide. Placez-le de manière à ce qu'il ne puisse pas tomber dans l'eau.

- L'appareil ageLOC® LumiSpa™ peut être utilisé sous la douche ou dans un environnement humide. Néanmoins, le chargeur ne doit pas être mis en contact avec de l'eau.
- L'appareil ageLOC® LumiSpa™ contient une batterie non remplaçable. Pour recharger la batterie, utilisez uniquement le chargeur d'alimentation amovible fourni avec l'appareil. Branchez le cordon d'alimentation amovible à la base de chargement. Branchez la base de chargement et rechargez l'appareil pendant au moins 12 heures. Lors d'une utilisation adéquate, l'appareil chargé devrait avoir une autonomie d'une semaine au moins.
- Ne placez jamais l'appareil près d'un radiateur, d'un registre de chaleur ou de toute autre source de chaleur. Évitez de laisser l'appareil dans un endroit trop chaud ou trop froid pendant une période prolongée. La température moyenne de stockage est de 10°C à 45°C. Pour une durée de vie optimale de la batterie, évitez d'exposer l'appareil à une température dépassant les 30°C.
- N'utilisez pas de produits chimiques ou abrasifs sur votre appareil ageLOC® LumiSpa™.
- Garder hors de portée des enfants.
- N'utilisez pas l'appareil si la tête en silicone est abîmée.

- Utilisez l'appareil conformément aux instructions et n'appliquez pas une quantité excessive de produit sur votre visage pour une utilisation optimale de la tête en silicone.
- Respectez les durées d'application indiquées. Ne l'utilisez pas plus longtemps ou plus fréquemment que recommandé.
- Passez d'une zone de votre visage à une autre et ne laissez pas l'appareil de manière prolongée sur une zone du visage.
- Utilisez l'appareil conformément aux recommandations et ne l'utilisez pas sur une peau abîmée ou sur des grains de beauté.
- N'utilisez pas l'appareil s'il est abîmé ou cassé afin d'éviter tout risque de blessure.
- N'utilisez pas le cordon d'alimentation s'il est mouillé ou s'il se trouve dans un environnement humide.
- Ne manipulez pas l'appareil avec les mains mouillées.
- Nettoyez régulièrement la poignée.
- Ne partagez pas la tête en silicone avec d'autres personnes.

COMPOSANTS DU SYSTÈME



REMARQUE: Les illustrations ne reflètent pas la taille réelle.

TÊTES EN SILICONE ageLOC® LUMISPA™ ET NETTOYANTS ACTIVATEURS ageLOC®

L'appareil ageLOC® LumiSpa™ offre une sélection de têtes en silicone et de nettoyants activateurs pour que vous trouviez la combinaison optimale pour votre type de peau.

Têtes en silicone

Chaque tête en silicone de l'ageLOC® LumiSpa™ contient une surface en silicone douce et non-abrasive. Vous avez le choix entre deux têtes: normale et ferme.



Normale
Pour les peaux
normales et mixtes



Ferme
Pour les peaux
grasses


Nettoyants

Les nettoyants activateurs ageLOC® LumiSpa™ sont conçus pour être compatibles avec l'appareil ageLOC® LumiSpa™. Il existe plusieurs nettoyants activateurs ageLOC® LumiSpa™, adaptés à votre type de peau et à vos préférences. Rendez-vous sur nuskin.com pour plus d'informations.

CHARGEMENT DE L'APPAREIL


ageLOC® LUMISPA™

1



- Le témoin lumineux à l'avant de la poignée indique le chargement de la batterie. Lorsqu'un témoin orange s'affiche sur le dernier tiers de la poignée, la batterie est faible.
- Lorsque la batterie est déchargée, le témoin orange ✨ sur le dernier tiers de la poignée clignote deux fois avant de s'éteindre complètement. Afin de protéger la batterie, cela ne se produit qu'une ou deux fois lorsque vous essayez d'allumer l'appareil. Ensuite, l'appareil ne réagit pas lorsque vous essayez de l'allumer.

- Lorsque vous mettez l'appareil à charger, les témoins sur la poignée de l'ageLOC® LumiSpa™ clignotent pendant 15 secondes. Ensuite, le bouton On/Off clignote, pour vous indiquer que l'appareil est bien en cours de chargement.
- Avant de placer votre appareil ageLOC® LumiSpa™ sur la base de chargement, **assurez-vous que l'appareil et la tête sont totalement secs.**
- Branchez le cordon d'alimentation amovible à la base de chargement. Branchez le chargeur amovible et rechargez l'appareil pendant au moins 12 heures. Lors d'une utilisation adéquate, l'appareil chargé devrait avoir une autonomie de 7 à 10 jours. N'utilisez pas la base de chargement amovible dans un environnement mouillé.
- Lorsque vous placez l'appareil sur la base de chargement, les témoins sur la poignée ageLOC® LumiSpa™ clignotent pendant un instant et le bouton On/Off reste allumé. Ensuite, le bouton On/Off clignote doucement, pour vous indiquer que l'appareil est bien en cours de chargement.
- Le bouton On/Off reste allumé lorsque l'appareil est complètement chargé.




AVERTISSEMENT: Les batteries rechargeables telles que celles contenues dans l'ageLOC® LumiSpa™ doivent avoir un minimum de chargement pour fonctionner correctement. Pour une durée de vie optimale de la batterie, nous vous recommandons de recharger l'appareil dès que le témoin de batterie faible s'affiche, et d'éviter de stocker l'appareil pendant plusieurs mois.

Si vous exercez une pression trop élevée avec l'appareil sur votre peau, le mouvement de contre-oscillation s'arrêtera et l'appareil vibrera doucement à une reprise. Soulevez légèrement l'appareil pour recommencer l'application.

Si vous vous frottez le visage de manière trop agressive avec l'appareil, le mouvement de contre-oscillation s'arrêtera et l'appareil vibrera rapidement à plusieurs reprises. Faites glisser lentement l'appareil dans un mouvement de va-et-vient sur votre visage pour recommencer l'application, en évitant le contour des yeux.

FIXATION ET RETRAIT DE LA TÊTE EN SILICONE


1



Fixation de la tête ageLOC® LumiSpa™

- Saisissez les côtés de la tête.
- Alignez le trou à l'arrière de la tête avec l'axe de rotation noir sur la poignée LumiSpa.
- Appuyez légèrement la tête sur l'axe jusqu'à entendre un clic.

2



Retrait de la tête ageLOC® LumiSpa™

- Saisissez les côtés de la tête.
- Soulevez légèrement le dessus de la tête et tirez jusqu'à ce qu'elle se retire.

UTILISATION DU SYSTÈME

ageLOC® LUMISPA™

Il est recommandé d'utiliser l'ageLOC® LumiSpa™ deux fois par jour. Utilisez-le matin et soir pour des résultats optimaux.



ÉTAPE 1

- Humidifiez votre visage et votre cou avec de l'eau tiède.
- Appliquez le nettoyant activateur ageLOC® LumiSpa™ sur le visage en évitant le contour des yeux.

ÉTAPE 2



- Mouillez la tête ageLOC® LumiSpa™ en la plaçant sous l'eau courante. Allumez ensuite l'appareil à l'aide du bouton On/Off.
- Les quatre témoins autour du bouton central s'allumeront une fois et la tête commencera immédiatement à faire le mouvement de contre-oscillation, d'abord lentement, puis à la vitesse normale.



- Passez la tête sur une des zones de votre visage en effectuant de larges mouvements de va-et-vient. Évitez de frotter l'appareil, de faire des mouvements trop rapides ou d'exercer une pression trop forte avec l'appareil sur votre visage. Évitez le contour des yeux.



- L'appareil ageLOC® LumiSpa™ fera une brève pause à trois reprises (toutes les 30 secondes) pour vous indiquer de passer à une autre zone du visage.

ÉTAPE 3



- L'appareil s'arrêtera à la fin du soin et s'éteindra automatiquement.
- Rincez votre visage à l'eau pour retirer les résidus de produit nettoyant.

REMARQUE


Si vous désirez mettre l'appareil en pause, appuyez une fois sur le bouton On/Off. Pour éteindre l'appareil, appuyez sur le bouton On/Off pendant 2 secondes. L'ageLOC® LumiSpa™ retire également le maquillage. Évitez cependant le contour des yeux.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN DE VOTRE APPAREIL ageLOC® LUMISPA™

APRÈS CHAQUE UTILISATION:




- Retirez la tête de l'appareil. Rincez-la à l'eau et frottez-la pour retirer les résidus de produit. Séchez la tête vigoureusement à l'aide d'un chiffon.



- Rincez l'appareil à l'eau.



- Séchez l'appareil à l'aide d'un chiffon.



- Attendez que les deux éléments soient totalement secs avant de les réassembler.
- Mettez l'appareil à charger lorsqu'il est totalement sec.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle: ageLOC® LumiSpa™

- Chargeur:
 - Entrée: Tension nominale 100-240V~, Fréquence nominale 50-60Hz, Courant nominal 0.3A
 - Sortie: 5.9V \equiv 1000mA. Il ne peut être alimenté qu'à très basse tension de sécurité 5.9V \equiv
- Base de chargement:
 - Entrée: 5.9V \equiv 1000mA
- Appareil ageLOC® LumiSpa™:
 - Sortie: 5.9V \equiv 1000mA

Cet appareil est muni d'un dispositif à batterie. La batterie se charge dans l'appareil. Les batteries rechargeables telles que celles contenues dans l'ageLOC® LumiSpa™ doivent avoir un minimum de chargement pour fonctionner correctement. Pour une durée de vie optimale de la batterie, nous vous recommandons de recharger l'appareil dès que le témoin de batterie faible s'affiche, et d'éviter de stocker l'appareil pendant plusieurs mois.

Compatibilité électromagnétique: conforme aux exigences de la Directive EMC 2014/30/EU

Sécurité: conforme aux exigences de la Directive de Basse Tension 2014/35/EU

Poids de l'appareil et de la batterie: 214,28 g

RÉPARATION

N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Cela annulerait toute garantie sur le produit. L'appareil ne contient aucune pièce interne réparable par l'utilisateur. Consultez la section garantie pour les réparations.

RECYCLAGE DE L'APPAREIL

Vous devez jeter l'appareil ageLOC® LumiSpa™ conformément aux réglementations locales. L'ageLOC® LumiSpa™ contient des composants électroniques ainsi qu'une batterie NiMH (nickel-métal-hydrure). Il doit donc être jeté séparément des déchets ménagers. À la fin de la durée de vie de l'ageLOC® LumiSpa™, utilisez les systèmes de collecte et de ramassage disponibles dans votre pays. Certains matériaux pourront être recyclés ou récupérés.

GARANTIE

Garantie limitée de deux ans: Nu Skin® vous garantit un produit sans défaut matériel ou d'assemblage pendant deux ans à compter de la date de livraison de l'appareil. Cette garantie ne couvre aucun dommage découlant d'un mauvais usage du produit ou d'un accident. Si le produit devient défectueux au cours de la période de garantie de deux ans, veuillez appeler votre Service Client Nu Skin® local afin de procéder à son remplacement ou à sa réparation. Il pourra être demandé aux clients de montrer une preuve officielle d'achat comprenant la date de livraison. Nu Skin se réserve le droit d'inspecter l'appareil. Cette garantie ne saurait contrevenir à vos droits légaux propres au pays d'achat. Ces droits restent protégés. Cette garantie est valable en Afrique du Sud, Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Hongrie, Irlande, Islande, Israël, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Russie, Slovaquie, Suède, Suisse et Ukraine.



Élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques (applicable dans l'Union européenne et dans d'autres pays européens avec des systèmes de collecte séparée).

Ce symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne devrait pas être traité comme déchet ménager. Il doit être remis à un point de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En vous conformant à une procédure d'enlèvement correcte du produit devenu obsolète, vous aiderez à prévenir tout effet nuisible à l'environnement et à la santé, qu'une manipulation inappropriée de celui-ci pourrait autrement provoquer. Le recyclage des matériaux aidera à préserver l'environnement. Pour des informations plus détaillées sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter votre centre de traitement des déchets ménagers.



Le marquage CE montre que le fabricant a vérifié que ce produit répond aux normes de sécurité ainsi qu'aux exigences sanitaires et environnementales de l'UE. Il s'agit d'un indicateur de la conformité du produit par rapport à la législation de l'UE qui permet la libre circulation des produits sur l'ensemble du territoire de l'Union Européenne.



Le marquage EAC (marquage de conformité eurasiennne) doit être apposé sur un produit pour indiquer sa conformité aux normes de l'union douanière.



EAC CE

 ageLOC®

NSE Products Europe BVBA,
Da Vincilaan, 9 - 1930, Zaventem, Belgium

- RU** ООО «Нью Скин Энтерпрайсиз РС», 119049,
Москва, ул. Донская, 29/9, стр. 1,
тел.: 8-800-700-1984.
- UA** ТОВ «Ну Скін Ентерпрайзес Україна», 03680,
Україна, Київ, вул. М. Грінченка, буд. 4,
тел.: 0-800-30-19-84.
- ZA** Nu Skin Enterprises South Africa (Pty) Ltd.
Techno Link 63, Regency drive, Route 21
Corporate Park, Nellmapius Drive, Irene, 0157,
South Africa.