

# 6 semplici fasi per prendersi cura del dispositivo LumiSpa\*

## 1 Garanzia del dispositivo

ageLOC LumiSpa viene fornito con una **garanzia** di almeno due anni.\*\* Annotare **numero di ordine** e **numero di serie** sul dispositivo sotto la testina in silicone, nel caso in cui si dovesse avere bisogno di contattare l'Assistenza clienti.

## 6 Ripristino

È possibile ripristinare il dispositivo in caso di problemi tecnici. Basterà seguire le istruzioni di seguito:

1. Tenere premuto il **pulsante di avvio** per **12 secondi**.
2. Posizionare il dispositivo a **caricare** per **12 ore**.
3. **Accendere** il dispositivo.

## 5 Batteria

Caricare il dispositivo soltanto quando **la luce arancione** si attiva ed evitare di scaricarlo del tutto. Non conservare mai il dispositivo a lungo senza accenderlo o ricaricarlo di tanto in tanto.

## 2 Testina in silicone

Ricordare di **cambiare la testina in silicone** ogni **90 giorni**. Usandola costantemente, sarà sottoposta a usura, quindi, per **prestazioni ottimali**, consigliamo di sostituirla regolarmente.

## 3 Igiene

Rimuovere la testina in silicone dopo ogni uso e **sciacquarla** insieme al dispositivo **con acqua**.

Tamponare testina e dispositivo con un asciugamano e lasciare **asciugare completamente** prima di ricollegarli.

## 4 Conservazione

**Non** posizionare il dispositivo sulla base di ricarica quando è umido.

**Non** conservare il dispositivo sulla base di ricarica sempre collegata alla rete.

**Riporre** il dispositivo in un **ambiente asciutto**.

