

取り付け方法



トリートメントヘッドの側面を持ち、裏側の穴をルミスパ本体側の突起に合わせながらカチッと音がするまでゆっくり押しします。



先端のチップを、正しい位置に取り付けます。



注意

取り付けの際、先端のチップがしっかりと装着されていることを確認してください。外れている場合は、チップの裏側を見ながらトリートメントヘッドに装着してください。

ageLOC ルミスパアクセントは、
美顔器のルミスパ本体に
取り付けていただくことで、
目周りのエイジングサインに
アプローチします。

専用美容液

「ageLOC ルミスパアイディアルアイズ(別売)」

と一緒にお使いいただき、
1日2回、朝晩のお手入れで、
ハリのある美しい目元へ。

NU SKIN®



ageLOC

LumiSpa® ACCENT

スタートガイド

ニュー スキン ジャパン 株式会社
東京都新宿区西新宿6-5-1
お問合せ先:0120-377-499
Made in China
© 2019 NSE PRODUCTS, Inc.
94509575/1

ご使用方法

ステップ1

洗顔後に化粧水で肌を整えたあと、適量の専用美容液「ageLOC ルミスパ アイディアルアイズ(別売)」を手に取り、目の周りにのびします。



ステップ2

ルミスパを起動させ、眉の下(まぶたは避ける)、目尻、目の下に先端のチップをやさしく当てながらゆっくりと動かします。強く肌に押しつかけたり、速く動かさないよう気を付けてください。



ステップ3

片側の目元のお手入れを約30秒かけて行います。ルミスパの回転が止まったような合図で逆側の目元へ移り、次の約30秒でお手入れします。合わせて1分間経過したら、ルミスパ本体の電源ボタンを長押ししてお手入れを終了してください。

ステップ4

最後に、肌の上に残った美容液を目元になじませます。

お掃除方法



お手入れ後、先端のチップをゆっくりと取り外します。



やさしく擦りながら残った美容液を水で洗い、よく乾かします。



次に、トリートメントヘッドの下側をゆっくりと持ち上げるようにして取り外し、湿った布などで汚れをふき取ります。



注意

ageLOCルミスパアクセントは、まぶたにはお使いいただけません。



ヒント

正しいお手入れのために、先端のチップ(別売)は3か月を目安に新しい物へ交換することをおすすめします。



注意

それぞれが完全に乾いてから、ルミスパ本体にセットしてください。