

HU



ageLOC® Galvanic Body Spa
Használati útmutató

ageLOC® Galvanic Body Spa Használati útmutató

Üdvözljük a tudományosan modern fiatalító kezelés luxusában - mindezt otthona kényelmében! Már nem kell időpont-egyeztetés ahhoz, hogy bőre üdébb, fesesebb és karcsúbb látványától a teste is fiatalabbnak látszon!

A szépségszalonok mesterei évtizedek óta használják a galvánáramot a szokásos bőrfriessítő és energetizáló kezelésekhez. A galvánkezelés ma már nem az elit kiváltsága – bárki élvezheti a rendszeres bőr-és testápolás részeként, saját időbeosztásának megfelelően, otthona kényelmében.

Az ergonóm tervezésű ageLOC® Galvanic Body Spa, amely úgy lett kialakítva, hogy kövesse a test vonalait, önszabályozó galvánárammal rendelkezik és új, ageLOC® szabadalommal rendelkező kezelőfejekkel, amelyek tervezésüknél fogva több ageLOC®-ot juttatnak az ön bőrébe. Az új, pulzáló galvánáram segít stimulálni a bőrt és növeli a folyadék-anyagcserét a bőr tisztulása és azelőtt sosem tapasztalt üdesége érdekében.

Most ön is felfedezheti a fiatalosabb, fesesebb bőr titkát és meg tapasztalhatja az otthoni kezelés jótékony hatásait az ageLOC® Galvanic Body Spa készülékkel!

Mielőtt nekiállna


Az ageLOC® Galvanic Body Spa használatbavétele előtt kérjük, olvassa el a következő fontos figyelmeztetést:



1. Az ageLOC® Galvanic Body Spa készülék kizárólag egészséges bőrön alkalmazható. **NE HASZNÁLJA** begyulladt vagy nyílt sebes felületen, ne használja, ha fémallergiája van, bőre túlérzékeny vagy problémás. Kérdezze meg orvosát az ageLOC® Galvanic Body Spa készülék használatáról, ha terhes, pacemakert vagy hasonló készüléket használ, epilepsziás, fémimplantátuma van, vagy beteg.
2. **NE HASZNÁLJA** az ageLOC® Galvanic Body Spa készüléket az arcán vagy más, érzékeny területeken! A készülék és a termékek kizárólag külsőleg alkalmazhatóak a célterületeken. Ha tartós bőrpírt vagy rendellenes irritációt tapasztal, azonnal hagyja abba a készülék használatát! Ha panaszai továbbra is fennállnak, forduljon orvoshoz! Gyerekektől elzárva tartandó!
3. Új ageLOC® Galvanic Body Spa készülékhasználók, valamint érzékeny vagy allergiára hajlamos bőrűek mindig teszteljék a készüléket egy kis bőrfelületen, mielőtt azt rendeltetésszerűen használni kezdik.
4. Csak a megfelelő módon alkalmazza a készüléket, ahogy az a használati utasításban le van írva. **NE LÉPJE TÚL** a jelen utasításban szereplő ajánlott kezelési időt vagy gyakoriságot!
5. Használat előtt távolítsa el az összes védőfóliát!
6. A készülék elemmel működik. Az áramütés, égés, tűz vagy sérülés elkerülése érdekében ne mártsa vízbe a készüléket! Ne tegye olyan helyre és ne tárolja ott, ahonnan beleránthatja a fürdőkádba, zuhanyba, mosogatóba vagy vécébe. Ne használja a készüléket, ha az sérült! Ne használja semmilyen olyan módon, amelyet ez a használati utasítás nem tartalmaz!
7. Ez a rövid útmutató nem a célból készült, hogy a készülék használatához vagy egy kezelés levezetéséhez szükséges összes információval elássa önt. Kérjük, olvassa végig a készülékhez mellékelte CD-n található teljes Használati utasítást, mielőtt használni kezdi az ageLOC® Galvanic Body Spa készüléket, vagy bármely kísérő terméket.

Az ageLOC® Galvanic Body Spa készülék használata és az elemek kapcsán keletkező hulladékot kezelje aszerint, ahogy a helyi, elektromos berendezések és elemek kidobására vonatkozó érvényes törvények előírják. Az elemeket nem szabad az általános háztartási hulladékkal együtt kidobni.

Az ön ageLOC® Galvanic Body Spa készüléke a következőket tartalmazza:

- 1 Hordozótáska
- 2 Rövid útmutató kezdőknek
- 3 CD-rom a teljes használati utasítással
- 4 ageLOC® Galvanic Body Spa készülék (két behelyezett ceruzaelemmel)
- 5 Készüléktartó






*Az ageLOC® Galvanic Body Spa-val együttes használatra tervezett termékek külön kaphatók.

Az ön ageLOC® Galvanic Body Spa felszereltsége a következő:


- 1 Kijelző
- 2 Ki-/Bekapcsoló gomb
- 3 Króm aktivátorok
- 4 Elemtartó rekesz (két behelyezett ceruzaelemmel)
- 5 ageLOC® kezelőfej



A kijelzőn a következő ikonok találhatók:

- 1 Elemlemerülés-jelző – ez az ikon akkor világít, ha az elemek lemerülőben vannak.
- 2 ageLOC® gyűrűk – ez az ikon akkor jelenik meg, ha a készülék be van kapcsolva.
- 3 Óraszám és 5-ös szám – ezek az ikonok a kezelési idő hosszúságát jelzik, ami 5 perc.

Figyelem: Távolítsa el a védőfóliát a készülékről használat előtt!



Az ageLOC® Galvanic Body Spa készülék használata

Háttérvilágítás: A háttérvilágítás mindaddig világít, amíg a készülék be van kapcsolva. A villogás oka az, hogy a készülék nem érintkezik az ön bőrével, vagy a nedvesség nem elegendő a vezetőképességhez. A kezelés folytatása előtt lássa el megfelelő nedvességgel az érintkezési pontokat és a készüléket helyezze a bőrére!

Termékek alkalmazása: Használja a megfelelő gélt vagy kezelő terméke a kezelt területen.



Kezelés kiválasztása: Nyomja meg a ki/be gombot a készülék bekapcsolásához! Az ageLOC® gyűrűk megjelennek a kijelző közepén és az 5-perces kezelési idő is feltűnik a gyűrű alatt. A kezelés megkezdéséhez gyengéden érintse a kezelőfejet a kezelendő területre, hogy a készülék beállíthassa az áramerősséget. A készülék csipog egyet, kettőt vagy hármat, jelezve, hogy az ön bőréhez állította az áramerősséget.



A galvánáram aktiválása: Az ön nedves kezének érintkeznie kell a króm aktivátorokkal, miközben a kezelőfej a kezelendő területre ér. Ellenőrizze, hogy minden érintkezési pont kellőképpen nedves legyen! Ne feledje, minden érintkezési pontnak vizesnek kell lennie ahhoz, hogy optimálisan vezesse a galvánáramot!

Kezelés közben: A készülék minden 10 másodpercben csipog, hogy jelezze: be van kapcsolva és működik. Mikor a kezelési időből már csak 30 másodperc van hátra, a készülék 5 másodpercenként csipog, míg a kezelés be nem fejeződik.

A kezelés megszakítása: Hogy a kezelés alatt a galvánáramkör működjön, a kezelőfejnek állandóan érintkezésben kell lennie a kezelt felülettel és minden érintkezési pontnak megfelelően nedvesnek kell lennie. Ha megszakad az érintkezés a kezelt felülettel vagy a króm aktivátorokkal, az áramkör is megszakad, és így a kezelés is. Ebben az esetben a háttérvilágítás villogni fog, a készülék pedig nem csipog tovább addig, amíg az áramkört helyre nem állítják, vagy amíg a készülék ki nem kapcsol, miután érzékeli, hogy két perce nem használták.

A kezelés befejezése: A kezelés végén az óra és a perc mutató eltűnik, az ageLOC® gyűrűk viszont a kijelzőn maradnak. A „kezelés vége” hang ezzel egy időben csendül fel. Ha bele kíván kezdeni egy következő galvánkezelésbe, nyomja meg a ki/be gombot és kezdje újra a folyamatot! A készülék kikapcsolásához pedig nyomja meg a ki/be gombot kétszer!



ageLOC® Body Shaping Gel (Alakformáló gél)

A legjobb eredmény érdekében használja az ageLOC® Body Shaping Gelt (Alakformáló gél) az ageLOC® Galvanic Body Spa készülékkel hetente két-három alkalommal, reggel vagy este a lábán, karján és/vagy az alhasi területeken. Olvassa végig az egész használati utasítást, mielőtt elkezdi a testkezelést!

1. Az ageLOC® Body Shaping Gel (Alakformáló gél) alkalmazása:

- Bőven kenje be géllal a kezelendő területet! Ha egynél több területet kíván kezelni, csak az elsőként kezelni kívánt felületet kenje be!
- Nyomja meg egyszer a ki/be gombot. Az ageLOC® gyűrűk megjelennek a kijelző közepén. Az 5 perces kezelési idő is megjelenik az ageLOC® gyűrűk alatt.
- Ellenőrizze, hogy a keze és az ujjai kellőképpen nedvesek legyenek és érintkezzenek a króm aktivátor területeivel.
- Érintse a kezelőfejet bőréhez, hogy a készülék beállíthassa a galvánáram erősségét.

2. Kezelés az ageLOC® Body Shaping Gellel (Alakformáló gellel):

Először is alaposan nedvesítse be ujjait és tenyerét vízzel vagy NaPCA Moisture Misttel (Hidratáló bőrpermettel). Tartsa a készüléket nedves kézzel úgy, hogy ujjai a króm aktivátorokhoz érjenek. Győződjön meg arról, hogy a készülék alján lévő kezelőfelülettel nem érintkeznek ujjai, ez ugyanis meggátolja a készülék önbeállító alkalmazkodását a célzott bőrfelülethez. Érintse a kezelőfejet bőréhez azon a helyen, amelyet bekent ageLOC® Body Shaping Gellel. Egy, kettő, vagy három csipogást fog hallani, mikor a készülék automatikusan beállítja az ön bőrének megfelelő áramerősséget.



A. ALKALMAZÁS LÁBON


Kezdje lágyan, körkörös mozdulatokkal masszírozni a géllal bekent felületet, majd haladjon fölfelé a combján, majd lassan csúsztassa a készüléket visszafelé.

B. ALKALMAZÁS FELKARON

Kezdje lágyan, körkörös mozdulatokkal masszírozni a géllal bekent felületet, majd végig a felkarján, ezután lassan csúsztassa a készüléket visszafelé.

C. ALKALMAZÁS AZ ALHAS TÁJÉKON

Kezdje lágyan, körkörös mozdulatokkal masszírozni a géllal bekent felületet, és mozgassa a készüléket keresztbe az alhasi területeken.



ageLOC® Body Shaping Gel (folytatás)

- 1. Ha megszakad az érintkezés a króm aktivátorokkal** a kezelés folyamán, egyszerűen változtasson fogást a készüléken és folytassa a kezelést. A készülék 10 másodpercenként sípol, jelezve, megfelelően működik. Mikor a kezelési időből már csak 30 másodperc van hátra, a készülék minden 5 másodpercben csipog – egészen a kezelés befejeztéig.
- 4. A kezelés befejezése**
 - a. A kezelés végén a készülék egyszer hosszan sípol, majd kétszer röviden: jelezvén a kezelés befejeztét. Az óra és a kezelési időt jelző ikon eltűnik. Távolítsa el a maradék gélt a bőréről. Távolítsa el a maradék gélt a készülékről és a kezelőfejről egy nedves törölközővel és szárítsa meg alaposan!
 - b. A következő galvánkezelés megkezdéséhez nyomja meg a ki/be gombot és kezdje előlről a folyamatot! Kövesse a kezelendő területre vonatkozó fenti utasításokat!
- 5. A további jótékony hatás érdekében** használja az ageLOC® Dermatic Effects-et (Feszítő testápolót) naponta reggel és este. Az ageLOC® Dermatic Effects használati utasítását is olvassa végig használat előtt.

Figyelem: Egy területre az ajánlott kezelési idő 5 perc, de lehet, hogy nem lesz szüksége 5 percre.

Fontos információ a karbantartással és a garanciával kapcsolatban

Elemek cseréje: Az ön ageLOC® Galvanic Body Spa készüléke két ceruzaelemmel együtt kapható. Ha az elemek már merülőfélben vannak, az „elem merülőben” jelzés jelenik meg a kijelzőn. Mikor ezt látja, helyezzen a készülékbe új ceruzaelemeket!

Az elemcseréhez nyomja meg erősen az elemtartó rekesz fedele fölötti részt! Fogja meg szorosan és húzza meg határozottan! Ha a fedél nehezen jön le, nyomja szorosabban a készüléket és húzza a fedelet még erősebben. A fedél végül eltávolítható lesz a készülékről. Az elemtartó tetéjének eltávolításakor távolítsa el a víz beszivárgását gátló anyagot is a fogó kifelé húzásával.

A készülék tisztítása: Kezelés után egy nedves ronggyal távolítsa el a készülékről a maradék gélt! Ne használjon erős vegyszert vagy oldószert, mert azok károsíthatják a készüléket! Szárítsa meg alaposan! Tárolja száraz helyen! Ne tegye ki szélsőséges hőmérsékletnek vagy párás, nedves közegnek!

A készülék használata és az elemek kapcsán keletkező hulladékot kezelje aszerint, ahogy a helyi, elektromos berendezések és elemek kidobására vonatkozó érvényes törvények előírják! Az elemeket nem szabad az általános háztartási hulladékkal együtt kidobni!

Korlátozott kétéves jótállás: A Nu Skin® a vásárlás eredeti dátumától számított két évre garatálja az ageLOC® Galvanic Body Spa anyagának és kivitelezésének minőségét. Ez a garancia nem vonatkozik a termék nem megfelelő használatából vagy balesetekből eredő károsodásokra. Ha a termék a két éves garanciaidőn belül meghibásodik, kérjük, hívja a helyi Nu Skin® irodát és kérje a készülék cseréjét!





Imp./Importálja/ Импортёр/ Импортёр:

Nu Skin Netherlands B.V. Marinus Dammeweg 61, 5928 PW Venlo, The Netherlands

HU: Nu Skin Eastern Europe Kft., Alkotás utca 48-50, 1123 Budapest.

RO: Nu Skin Enterprises S.R.L., Str. Cobălcescu 46, 010196 Bucureşti.

RU: 125047 Россия, Москва, 4-ый Лесной пер. д.4. Тел.: 8-800-700-19-84

TR: Nu Skin Cilt Bakımı Tic. Ltd. Şti. Ayazağa Mah. Meydan Sok. No:28 Beybi Giz Plaza Kat: 26, 34396 Maslak, İstanbul tarafından ithal edilmiştir.

©2012 NSE Products, Inc. Provo, Utah, 84601. USA • www.nuskin.com



CE



www.nuskin.com