


ageLOC™
boost™
MANUEL D'UTILISATION

TABLE DES MATIÈRES

CONTENU DU COFFRET	3
INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ, AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS	4
AVANT DE COMMENCER	6
CHARGEMENT DE VOTRE APPAREIL AGELOC BOOST	6
INSTRUCTIONS D'UTILISATION	8
NETTOYAGE ET ENTRETIEN DE VOTRE APPAREIL AGELOC BOOST	12
RÉSOLUTION DE PROBLÈMES	13
MISE AU REBUT DE L'APPAREIL	13
MAINTENANCE	14
REPLACEMENT ET INFORMATIONS RELATIVES À LA GARANTIE	15
BREVETS	15
DÉFINITION DES SYMBOLES	15

CONTENU DU COFFRET

- 1 Appareil ageLOC Boost
 - 1 Guide de démarrage rapide
 - 1 Chargeur magnétique
 - 1 Capuchon de protection de la surface conductrice
- Le soin ageLOC Boost Activating Serum, conçu pour être utilisé avec l'appareil ageLOC Boost, est vendu séparément.



INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ, AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

ageLOC Boost et le chargeur magnétique sont testés à des pressions correspondant à 4 000 m d'altitude.

Cet appareil contient une batterie qui ne peut pas être remplacée.

 **AVERTISSEMENT :** Veillez à utiliser uniquement le chargeur magnétique fourni avec cet appareil pour recharger la batterie.

-  L'appareil ageLOC Boost ne peut être utilisé que sur une peau saine. Ne l'utilisez pas si vous présentez des plaies ou des lésions ouvertes, si vous souffrez de couperose ou d'allergies au métal, ou si vous avez une peau à problèmes ou particulièrement sensible. Consultez votre médecin avant d'utiliser l'appareil si vous êtes enceinte, si vous portez un pacemaker ou un dispositif similaire, si vous êtes épileptique, si vous portez un appareil dentaire métallique ou un implant métallique, ou en cas de maladie.
-  ageLOC Boost est conçu pour être utilisé par des adultes. Les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, celles qui manquent d'expérience et de connaissances, ainsi que les adolescents de plus de 16 ans peuvent utiliser l'appareil sous surveillance ou si elles ont reçu des instructions sur la façon d'utiliser l'appareil de manière sécurisée et ont acquis une bonne compréhension des risques encourus. Conserver hors de portée des enfants. Les enfants doivent être surveillés afin qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants.
-  N'appliquez pas l'appareil directement sur les lèvres, les yeux ou les paupières. L'appareil et l'Activating Serum sont destinés à un usage externe uniquement. En cas de gonflement, de rougeur persistante ou d'irritation anormale, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un médecin si nécessaire. Les nouveaux utilisateurs de l'appareil ageLOC Boost et les personnes qui ont une peau sensible ou à tendance allergique doivent toujours tester l'appareil sur une petite surface de peau avant de l'utiliser comme indiqué.
-  Pour éviter tout risque de choc électrique, de brûlure, d'incendie ou de blessure, n'immergez pas votre ageLOC Boost dans l'eau. Ne rangez et ne posez pas l'appareil à un endroit où il risque de tomber ou d'être tiré dans une baignoire, une douche, un lavabo ou des toilettes.

-  Contrôlez régulièrement l'appareil pour détecter d'éventuels dommages. N'utilisez jamais l'appareil s'il semble endommagé ou cassé afin de prévenir toute blessure.
-  ageLOC Boost contient une batterie lithium-polymère qui ne peut pas être remplacée. Pour éviter tout risque d'explosion, n'exposez jamais l'appareil à la chaleur. Ne le rangez jamais à proximité de sources de chaleur telles qu'un radiateur, un feu de cheminée ou une sortie d'air chaud. Consultez la compagnie aérienne avant de voyager avec cet appareil ou de l'expédier par avion.
-  Les batteries rechargeables, comme celles de l'appareil ageLOC Boost, doivent être chargées un minimum afin de fonctionner correctement. Pour une durée de vie optimale de la batterie, nous vous recommandons de charger votre appareil dès que le témoin de batterie faible s'allume et d'éviter de laisser votre appareil inutilisé pendant des mois.
-  Remarque : ageLOC Boost utilise le chargement inductif. Utilisez toujours le chargeur fourni pour charger l'appareil. Ne tentez pas de le charger avec un autre chargeur à induction. En cas de dommage, contactez les services d'assistance de Nu Skin.
-  Ne chargez pas l'appareil dans une salle de bains ni à proximité d'eau.
-  N'utilisez pas de produits chimiques agressifs ou produits abrasifs sur votre appareil ageLOC Boost.
-  Ne laissez pas l'appareil ageLOC Boost dans un environnement très froid ou très chaud pendant des périodes prolongées. Rangez-le dans un espace intérieur.
-  Placez toujours votre appareil sur une surface plane, stable et résistante à la chaleur, notamment lorsque vous le chargez.
-  Utilisez ageLOC Boost uniquement tel que cela est indiqué et ne l'utilisez pas sur une peau lésée ou des grains de beauté surélevés. N'utilisez pas ageLOC Boost plus longtemps ou plus fréquemment que le temps indiqué dans les instructions d'utilisation. Nettoyez le manche régulièrement.

AVANT DE COMMENCER


 Veuillez lire l'ensemble des informations techniques et de sécurité avant d'utiliser ageLOC Boost.

CHARGEMENT DE VOTRE APPAREIL AGELOC BOOST™

Veillez à charger complètement votre ageLOC Boost avant de l'utiliser pour la première fois.

Avant de le charger, assurez-vous que l'appareil et le chargeur magnétique sont complètement secs.

Placez l'appareil sur le chargeur magnétique (voir le schéma pour connaître la position correcte). Assurez-vous que les aimants sont correctement positionnés. Branchez le câble USB à une source d'alimentation.



Chargez l'appareil ageLOC Boost complètement.


Au début du chargement, ageLOC Boost émet une vibration. La barre de diodes LED s'éclaire en remontant lentement (ce qui indique que l'appareil est en chargement) et affiche le niveau de chargement actuel de la batterie.



Après 2 minutes, la barre de diodes LED clignote pour indiquer le niveau de batterie actuel. Une fois l'appareil complètement chargé, les diodes LED arrêtent de clignoter et la barre reste légèrement éclairée.



ageLOC Boost se charge par le biais du chargement inductif. Utilisez toujours le chargeur fourni pour charger l'appareil. Ne tentez pas de le charger avec un autre chargeur à induction. En cas de dommage, contactez les services d'assistance de Nu Skin.




INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Utilisez ageLOC Boost™ dans le cadre de votre routine de soins de la peau matinale, après avoir nettoyé et tonifié votre peau.


REMARQUE : ageLOC Boost a été spécialement conçu pour être utilisé avec le soin ageLOC Boost Activating Serum. Pour garantir votre sécurité et votre confort, nous vous recommandons d'utiliser l'appareil uniquement avec le soin Activating Serum.

DURÉE DE L'APPLICATION


Une application se déroule sur deux (2) minutes, une minute par moitié de visage. Après une minute, ageLOC Boost s'interrompt brièvement pour vous permettre de remettre du soin ageLOC Boost Activating Serum sur la surface conductrice avant de passer à la seconde partie de votre visage.




ÉTAPE 1 Démarrez l'appareil en faisant glisser votre doigt vers le haut sur toute la longueur de la surface tactile. Les diodes LED s'allument.





ÉTAPE 2 Versez trois doses du soin ageLOC Boost Activating Serum sur la surface conductrice de l'appareil. Lors de l'application, répartissez l'Activating Serum uniformément sur une moitié de votre visage.



ÉTAPE 3 Commencez l'application en faisant glisser votre doigt vers le haut sur toute la longueur de la surface tactile. L'appareil émet une légère vibration, ce qui indique que l'application est en cours. Positionnez la surface conductrice sur votre visage et commencez l'application en effectuant des mouvements lents vers le haut et vers l'extérieur pendant une minute.




ÉTAPE 4 Une fois la première minute d'application terminée, l'appareil s'interrompt automatiquement. Versez trois nouvelles doses de soin sur la surface conductrice de l'appareil et répartissez-le uniformément sur l'autre moitié de votre visage. Faites glisser votre doigt vers le haut sur toute la longueur de la surface tactile. L'appareil redémarre en émettant une légère vibration. Continuez en réalisant des mouvements lents vers le haut et vers l'extérieur pendant la minute restante.



ÉTAPE 5 L'appareil s'éteint automatiquement après un cycle d'application complet. Une fois l'application terminée, massez le soin restant pour le faire pénétrer dans la peau et poursuivez avec votre routine de soins de la peau quotidienne.

POUR METTRE L'APPLICATION EN PAUSE À tout moment, faites simplement glisser votre doigt vers le bas sur toute la longueur de la surface tactile. Pour reprendre, faites glisser votre doigt vers le haut sur toute la longueur de la surface tactile.




POUR ARRÊTER L'APPLICATION MANUELLEMENT Pendant l'utilisation, vous pouvez arrêter l'appareil à tout moment en faisant glisser à deux reprises votre doigt vers le bas sur toute la longueur de la surface tactile.



REMARQUE : ageLOC Boost a été conçu pour glisser lentement sur la surface de la peau pendant l'application et non pas pour être maintenu à un endroit. En cas de rougeur persistante ou d'irritation anormale, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un médecin si nécessaire.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN DE VOTRE APPAREIL AGELOC BOOST

ageLOC Boost doit être nettoyé conformément à ces instructions après chaque utilisation pour éviter l'accumulation de résidus. Après chaque application, rincez la surface conductrice de l'appareil ageLOC Boost sous l'eau courante pour vous assurer que les résidus et le produit restant sont retirés des interstices. Essuyez soigneusement l'appareil avec une serviette de toilette douce. Rangez-le dans un endroit sec.



RÉSOLUTION DE PROBLÈMES

PERTE DE CONDUCTIVITÉ PENDANT L'UTILISATION : En cas de perte temporaire de la conductivité par micro-courant, la barre de diodes LED de l'appareil émet en continu cinq brefs clignotements accompagnés de cinq vibrations nettes. Dans ce cas, appliquez davantage de soin ageLOC Boost Activating Serum sur la surface conductrice de l'appareil. Reprenez l'application en faisant glisser votre doigt vers le haut sur toute la longueur de la surface tactile.

ABSENCE DE RÉPONSE DE L'APPAREIL : Faites lentement glisser votre doigt vers le haut sur toute la longueur de la surface tactile, depuis le bas de l'appareil. Si l'appareil ne répond toujours pas, chargez-le complètement avant de réessayer. Si cela ne fonctionne pas, contactez les services d'assistance de Nu Skin.

BATTERIE FAIBLE : Le témoin en bas de l'appareil émet une lumière jaune. Rechargez l'appareil.

BATTERIE TRÈS FAIBLE : Le témoin en bas de l'appareil ageLOC Boost émet une lumière jaune qui clignote de manière répétée lorsque l'utilisateur tente de lancer une application. Cela indique que le niveau de batterie est insuffisant pour réaliser une application et que l'appareil va s'éteindre. Rechargez l'appareil.

MISE AU REBUT DE L'APPAREIL

Vous devez mettre l'appareil ageLOC Boost au rebut dans le respect des lois et réglementations locales. ageLOC Boost contient des composants électroniques et une batterie lithium-polymère qui nécessitent un traitement distinct des déchets ménagers. Lorsque l'appareil ageLOC Boost atteint la fin de son cycle de vie, contactez le service local de gestion des déchets pour connaître les solutions de mise au rebut et de recyclage adaptées.



Les batteries doivent être mises au rebut dans le respect des réglementations locales

MAINTENANCE

Ne tentez pas de réparer l'appareil vous-même. Cela annulerait la garantie. Aucune pièce ne peut être réparée par l'utilisateur.

N'expédiez pas les appareils endommagés par voie aérienne.


INFORMATIONS TECHNIQUES

ageLOC Boost

Puissance maximale :

5 V, 250 μ A, 0,414 Hz

 IP25

 Charger uniquement avec le chargeur magnétique ageLOC Boost.

En cas de dommage, contacter les services d'assistance de Nu Skin.

Chargeur magnétique ageLOC Boost

Entrée : 5 V  500 mA

 IP22

Compatibilité électromagnétique : conforme aux exigences de la Directive CEM 2014/30/EU

Sécurité : conforme aux exigences de la Directive sur les limites de tension 2014/35/EU

Poids de l'appareil et du bloc de batterie : 69,5 g


REPLACEMENT ET INFORMATIONS RELATIVES À LA GARANTIE

GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANS : Nu Skin® garantit, pendant deux ans à compter de la date de livraison, que votre appareil ne présente aucun défaut matériel ni de fabrication. Cette garantie ne couvre aucun dommage découlant d'une mauvaise utilisation du produit ou d'un accident. Si le produit devient défectueux au cours des deux ans couverts par la garantie, veuillez appeler votre bureau local Nu Skin® afin de procéder à sa réparation ou à son remplacement. Il pourra être demandé au client de montrer une preuve officielle d'achat indiquant la date de livraison. Nu Skin® se réserve le droit d'examiner l'appareil. Cette garantie ne saurait contrevenir à vos droits légaux propres au pays d'achat. Ces droits restent protégés. Cette garantie est valide en Autriche, en Belgique, en République tchèque, au Danemark, en Finlande, en France, en Allemagne, en Hongrie, en Islande, en Irlande, en Israël, en Italie, au Luxembourg, en Norvège, en Pologne, au Portugal, en Roumanie, en Russie, en Slovaquie, en Afrique du Sud, en Espagne, en Suède, en Suisse, aux Pays-Bas, en Ukraine et au Royaume-Uni.

BREVETS

Nombreux brevets aux États-Unis et internationaux en attente.

DÉFINITION DES SYMBOLES

Symbole	Définition
	Avertissement
	Consulter le manuel d'utilisation
	Les batteries doivent être mises au rebut dans le respect des réglementations locales
	Appareil de classe III conçu pour être alimenté avec une très basse tension de sécurité
	Charger uniquement avec le chargeur indiqué
	Courant continu



CE EAC



NSE Products Europe BV, Da Vincilaan, 9 – 1930, Zaventem, Belgique

Importé par/Импортер/Импортер:

RU ООО "Нью Скин Энтерпрайзис РС", 119049, Москва, ул. Донская 29/9, стр. 1, тел: 8-800-700-1984.

UA ТОВ "Ню Скін Ентерпрайзес Україна", 03680, Україна, Київ, вул. М. Грінченка, буд. 4, тел.: 0-800-30-19-84.

ZA Nu Skin Enterprises South Africa (Pty) Ltd. Techno Link 63, Regency drive, Route 21 Corporate Park, Nellmapius Drive, Irene, 0157, Afrique du Sud.

Fabriqué en Chine

www.nuskin.com

© 2021 NSE PRODUCTS, INC.

001931 Q1 2021