



BEWÄHRTE VORGEHENSWEISEN MIT DEM S3

VERBESSERN ERGEBNISSE UND LEBENSDAUER DES S3

KONTINUITÄT

BEDINGUNGEN

PFLEGE


HALTUNG



DIE GESCANNTTE PERSON SOLLTE:

- BEQUEM SITZEN
- NICHT KRUMM DASITZEN
- SICH NICHT AUSSTRECKEN
- SICH WÄHREND DES SCANS NICHT BEWEGEN

SCANNEN



FÜR OPTIMALE ERGEBNISSE:
BEI ZIMMERTEMPORATUR
SCANNEN (15°-27°C).

FÜHREN SIE VOR DEM
SCANNEN EIN PAAR DUN-
KELSCANS DURCH, UM
DAS RAUSCHEN ZU REDU-
ZIEREN..

BEHANDLUNG



GEHEN SIE SORGFÄLTIG
MIT DEM SCANNER UM.

STELLEN SIE DEN SCAN-
NER STETS SANFT AB,
LASSEN SIE IHN NIEMALS
FALLEN UND WERDEN
SIE IHN NICHT, AUCH
WENN ER IN EINER GE-
POLSTERTEN HÜLLE
VERSTAUT IST.


POSITION



DIE GESCANNTTE PERSON SOLLTE:


- ZWISCHEN HERZ- UND
KOPFLINIE SCANNEN
- BEI JEDEM SCAN DIE
GLEICHE STELLE DER
HAND VERWENDEN
- DIE LINSE DES SCANNERS
ABDECKEN

ANPASSUNG



GEBEN SIE DEM SCANNER
BEI GROSSEN TEMPERA-
TURUNTERSCHIEDEN
ZEIT, SICH VOR DEM
SCANNEN AN DIE UM-
GEBUNGSTEMPERATUR
ANZUPASSEN.

TRANSPORT



DER SCANNER IST EIN
EMPFINDLICHES GERÄT.

STELLEN SIE STETS
SICHER, DASS DER SCAN-
NER BEIM TRANSPORT
SO GUT WIE MÖGLICH
GESCHÜTZT IST.

DRUCK



DIE GESCANNTTE PERSON SOLLTE:

- DIE HAND AUF DEN SEN-
SOR LEGEN
- NICHT ZU FEST AUFDRÜ-
CKEN
- BEI JEDEM SCAN DEN
GLEICHEN DRUCK AUS-
ÜBEN

LAGERUNG



VERMEIDEN SIE BEI DER LA-
GERUNG DES SCANNERS
EXTREM HEISSE ODER KAL-
TE TEMPERATUREN..

LAGERUNGSTEMPERATUR
ZWISCHEN 5°-43° C.

REISEN



STELLEN SIE SICHER,
DASS DER SCANNER AUF
FLUGREISEN IN IHREM
HANDGEPÄCK MITGE-
FÜHRT WIRD.

AUFGEgebenES GEPÄCK
WIRD UNTER UMSTÄN-
DEN UNVORSICHTIG
BEHANDELT.