




BEWÄHRTE VORGEHENSWEISEN MIT DEM S3


VERBESSERN DIE ERGEBNISSE UND KONSTANZ



POSITION

DIE GESCANNTE PERSON SOLLTE:

- ZWISCHEN DER HERZ- UND KOPFLINIE SCANNEN
- BEI JEDEM SCAN DIE GLEICHE STELLE DER HAND VERWENDEN
- DIE LINSE DES SCANNERS ABDECKEN



DRUCK

DIE GESCANNTE PERSON SOLLTE:

- DIE HAND AUF DEN SENSOR AUFLEGEN
- NICHT ZU FEST AUFDRÜCKEN
- BEI JEDEM SCAN DEN GLEICHEN DRUCK AUSÜBEN