


S3

PHARMANEX®



Der S3 Scanner



Was er ist

Der patentierte Pharmanex BioPhotonic Scanner ist ein hochmodernes Testgerät, das nichtinvasiv den Carotinoid-Spiegel in lebendem Gewebe misst.

Der S3 Scanner ist schnell, klein, gut transportierbar und wird kabellos über ein Apple-Gerät gesteuert.



Was er macht

Er gibt augenblicklich Auskunft zum allgemeinen Carotinoid-Spiegel einer Person. Er hilft dir dabei, einen Überblick über den Carotinoid-Spiegel deiner Haut (HCS) zu bewahren, während du wichtige Änderungen an Ernährung und Lifestyle vornimmst.

Scannen kannst du jederzeit und überall.

So geht's

Durch die optischen Signale der Raman-Resonanz-Spektroskopie kann der Carotinoid-Spiegel der Haut gemessen werden.

Du erhältst deinen Carotinoid-Spiegel, indem du deine Hand vor das blaue Licht des Scanners hältst. Dein Spiegel wird nach 30 Sekunden angezeigt.



Dein Spiegel

NIEDRIGE
CAROTINOID-
ABSORPTION
IM GEWEBE

Rot 10.000-19.000

Orange 20.000-29.000

DURCHSCHNITTliche
CAROTINOID-
ABSORPTION
IM GEWEBE

Gelb 30.000-39.000

Grün 40.000-49.000

ÜBERDURCHSCHNITTliche
CAROTINOID-
ABSORPTION
IM GEWEBE

Blau 50.000-59.000

Platin 60.000-89.000+



Deinen Spiegel erhöhen

DEIN SPIEGEL STEIGT AN, WENN DU

- mehr Obst und Gemüse zu dir nimmst
- eine gesunde und stressarme Lebensweise führst



Erfahre mehr über den S3 Scanner unter nuskin.com – Geschäft – Scanner

