

# S3



## El escáner S3



### ¿Qué es?

El Pharmanex BioPhotonic Scanner es una innovadora herramienta patentada que mide los niveles de carotenoides en el tejido vivo de forma no invasiva.

El escáner S3 es rápido, compacto y portátil, y puede controlarse de forma inalámbrica mediante un dispositivo Apple.



### ¿Qué hace?

Proporciona una medida inmediata de los niveles generales de carotenoides de una persona. Ayuda a hacer un seguimiento del nivel de carotenoides en la piel a lo largo del tiempo a medida que realizas cambios importantes en la dieta y el estilo de vida.

Puedes realizar escaneos en cualquier momento y en cualquier lugar.

### ¿Cómo funciona?

Las señales ópticas que se obtienen mediante la espectroscopia Raman permiten leer el nivel de carotenoides en la piel.

Coloca la mano delante de la luz azul del escáner para obtener tu nivel de carotenoides en la piel. Tu resultado aparecerá en 30 segundos.



### Tu resultado

**BAJA ABSORCIÓN DE CAROTENOIDES EN LOS TEJIDOS**

Rojo 10 000 - 19 000  
Naranja 20 000 - 29 000

**ABSORCIÓN PROMEDIO DE CAROTENOIDES EN LOS TEJIDOS**

Amarillo 30 000 - 39 000  
Verde 40 000 - 49 000

**ABSORCIÓN POR ENCIMA DE LA MEDIA DE CAROTENOIDES EN LOS TEJIDOS**

Azul 50 000 - 59 000  
Platino 60 000 - 89 000+



### Mejora tu resultado

TU RESULTADO MEJORA CUANDO:

- Consumes más frutas y verduras
- Llevas un estilo de vida sano y sin estrés

